

Thermomètre sucette bébé précis 0,1°C – Babymouth

Référence 09872



Prix du produit :

8,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Thermomètre électronique en forme de sucette, conçu pour la prise de température buccale chez le nourrisson. Son design ergonomique facilite l'acceptation par le bébé et permet une mesure rapide et confortable.

Adapté dès la naissance, le thermomètre sucette Babymouth offre une précision de mesure de 0,1 °C, garantissant un suivi fiable de la température corporelle.

Description du produit :

Simple d'utilisation, ce **thermomètre électronique** s'insère facilement dans la bouche du nourrisson pour une prise de température fiable. Un signal sonore se déclenche lorsque la température dépasse 37,8 °C afin d'indiquer un état fébrile. L'appareil s'éteint automatiquement après utilisation, contribuant à préserver l'autonomie de la pile.

La mesure de la température est rapide (moins de 0,5 seconde) et la lecture est facilitée par un écran numérique clair et lisible.

Caractéristiques techniques :

- Étanche
- Précision : $\pm 0,1$ °C (plage de mesure de 32 °C à 43 °C)

- Indicateur de batterie faible
- Pile fournie : SR41 / LR41
- Autonomie : jusqu'à 2 ans (sur la base de 10 minutes d'utilisation quotidienne)
- Affichage des états : prêt à l'emploi, température inférieure à 32 °C, supérieure à 43 °C, pile usagée
- Poids : 11 g avec pile