

Pack Otoscope Heine Mini 3000 LED 2,5 V avec trousse rigide et spéculums

Référence 00745



Prix du produit :

127,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'Otoscope Heine Mini 3000 LED 2,5V avec trousse rigide constitue une solution complète et professionnelle pour les examens ORL. Alliant luminosité optimale, robustesse et compacité, il assure une utilisation pratique et fiable.

Ce kit comprend l'otoscope Mini 3000 LED, ses accessoires indispensables et une trousse rigide de transport pour une protection maximale. Les spéculums fournis permettent un usage hygiénique entre chaque consultation.

Description du produit :

Pack Otoscope Heine Mini 3000 LED 2,5V avec trousse rigide

Le Pack Heine Mini 3000 LED 2,5V est conçu pour les professionnels de santé à la recherche d'un instrument de diagnostic ORL fiable, performant et immédiatement prêt à l'emploi. Alliant technologie LED Heine à un éclairage direct puissant et homogène, il assure une observation précise et fidèle aux couleurs naturelles des tissus.

Grâce à une température de couleur typique de 4000K $\pm$ 500K et un indice de rendu des couleurs élevé (CRI $>$ 90), l'otoscope facilite la détection des anomalies du conduit auditif et du tympan. Son système d'arrêt automatique, activé dès que l'appareil est fixé à la blouse, prolonge la durée de vie des piles. Compact, équilibré et équipé d'un clip de fixation intégré, le Mini 3000 LED est idéal pour les praticiens mobiles et les environnements nécessitant un diagnostic portable et robuste.

Performance optique et confort d'utilisation

- Éclairage direct LED haute intensité pour une lumière blanche, homogène et sans distorsion
- Grossissement x3 avec fenêtre pivotante et agrandissante offrant un champ de vision large et net
- Boîtier en polymère et métal antichoc pour une résistance optimale aux chutes et à l'usage quotidien
- Trousse rigide incluse pour protéger l'otoscope de la poussière et des chocs

Spécifications techniques

Caractéristique	Détail
Technologie lumineuse	LED (éclairage direct, sans fibre optique)
Température de couleur typique	4000K ±500K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 90
Grossissement optique	x3
Type de fenêtre	Pivotante et agrandissante
Arrêt automatique	Oui – détection de remise en poche
Alimentation	Piles AA LR6 (incluses)
Autonomie	Environ 10h
Matériaux	Boîtier polymère et métal antichoc
Compatibilité	Poignée HEINE Mini 3000 uniquement (non compatible BETA/mini-c)
Accessoires inclus	4 spéculums réutilisables Ø2,5mm + 10 AllSpec Ø4mm
Trousse	Rigide, pour protection et transport
Maintenance	Aucun changement de lampe requis
Fonctionnalité	Système d'arrêt automatique à la fixation sur la blouse
Revêtement interne	Noir anti-reflets
Contenu du pack	

- 1 tête Otoscope Mini 3000 LED (éclairage direct)
- 1 poignée Mini 3000 à piles (piles incluses)
- 4 spéculums réutilisables Ø2,5mm
- 10 spéculums AllSpec Ø4mm en matériau recyclé
- 1 trousse rigide de protection et transport

Mentions légales

- Fabricant : Heine
- Dispositif médical : Classe I, Marquage CE
- Fonction : Inspection du conduit auditif externe et du tympan
- Utilisation : Réservée aux professionnels de santé formés
- Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de blessure ou lésion du conduit auditif
- Garantie : 5 ans

FAQ

La LED est-elle remplaçable??

Non. La LED HQ est conçue pour durer toute la vie de l'appareil sans entretien ni remplacement.

Quelles poignées sont compatibles??

Compatible uniquement avec la poignée HEINE Mini 3000, non compatible avec BETA ou Mini-C.

Quelle est l'autonomie??

Environ 10 heures selon la configuration et les conditions d'utilisation.

Quelles tailles de spéculums AllSpec sont disponibles??

Disponibles en Ø2,5?mm et Ø4?mm, fabriqués en matériau recyclé.