

# Otoscope K180 LED fibre optique HEINE

Référence 09873



**Prix du produit :**

**328,44 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

L'otoscope K180 de HEINE est un instrument de diagnostic essentiel pour une observation précise et détaillée du conduit auditif. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé, il offre un grossissement x3 et un rendu des couleurs fidèle, garantissant des examens fiables et confortables.

**Description du produit :**

L'otoscope HEINE K180 LED F.O. est un instrument de diagnostic professionnel offrant une observation précise et détaillée du conduit auditif. Grâce à un grossissement x3 et à un rendu fidèle des couleurs, il garantit une visualisation optimale des structures internes, essentielle pour un examen fiable.

**Image nette et éclairage performant**

- Fenêtre d'observation en acrylique offrant une image claire et sans distorsion
- Éclairage par fibres optiques pour une lumière uniforme et sans ombres
- LED HQ haute qualité pour une luminosité et une clarté supérieures à celles d'un otoscope classique

**Conception robuste et ergonomique**

- Boîtier en polycarbonate léger et résistant aux chocs, facile à manipuler

- Fenêtre pivotante facilitant l'accès aux zones difficiles
- Commande au doigt intuitive avec gradation continue pour un réglage précis de la luminosité
- Test pneumatique intégré pour évaluer le tympan du patient
- Poignée à piles remplaçables pour une utilisation pratique et rapide

### **Contenu du pack**

- 1 otoscope HEINE K180 LED F.O.
- 1 poignée BETA à piles
- 4 spéculums réutilisables
- 1 étui souple pour transport et rangement

### **Avantages clés**

- Visualisation précise grâce au grossissement x3 et au rendu des couleurs fidèle
- Éclairage uniforme et puissant avec LED HQ et fibres optiques
- Conception durable et légère, adaptée à un usage quotidien professionnel
- Utilisation intuitive grâce à la commande au doigt et à la fenêtre pivotante

### **Informations complémentaires**

- Fabricant : HEINE
- Dispositif médical : Oui (Classe I, marquage CE)
- Fonction : Observation du conduit auriculaire et du tympan
- Garantie : 5 ans

Optez pour l'otoscope HEINE K180 LED F.O. et bénéficiez d'un outil de diagnostic performant, combinant précision, durabilité et facilité d'utilisation, idéal pour les professionnels de santé exigeants.

