

Otoscope HEINE BETA X Fibre optique à LED HQ - Grossissement 4,2x

Référence 09844



Prix du produit :

1 039,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'otoscope HEINE BETA X LED F.O. est une référence pour le diagnostic ORL de précision. Premier otoscope au monde à intégrer une lumière d'examen avec la technologie LEDHQ, il offre une restitution fidèle des couleurs et des détails, garantissant des examens clairs, rapides et fiables.

Conçu pour les professionnels de santé, il se distingue par sa qualité optique supérieure, sa polyvalence et sa robustesse, reflet du savoir-faire reconnu de HEINE.

Description du produit :

L'otoscope HEINE BETA X LED F.O. avec grossissement 4,2x est un outil de diagnostic ORL de précision, conçu pour les professionnels de santé exigeants. Il combine une optique de haute qualité, un éclairage LEDHQ puissant et une technologie fibre optique pour offrir une vision claire, détaillée et sans reflets du conduit auditif et du tympan. Le rendu des couleurs fidèle facilite l'évaluation des tissus et la détection des anomalies.

Performance optique et confort d'utilisation

- **Éclairage LEDHQ avec fibres optiques** : lumière homogène et stable, sans entretien ni remplacement d'ampoule
- **Grossissement 4,2x** : visualisation très détaillée pour examens spécialisés et diagnostics

complexes

- **Technologie inSPECT** : lumière d'examen multifonction pour oreille, nez, bouche, gorge ou réflexe pupillaire
- **Fenêtre pivotante et agrandissante** : accès facilité aux zones difficiles
- **Tête robuste en métal et polymère** : résistante aux chocs et aux usages intensifs
- **Compatible avec poignées BETA rechargeables ou à piles**
- **Option adaptateur smartphone** : capture et documentation sécurisée des examens

Points clés de l'otoscope HEINE BETA X LED F.O.

- Grossissement optique 4,2x
- Éclairage par fibre optique pour une vision homogène et sans reflets
- LEDHQ Heine : rendu des couleurs naturel et fidèle
- Lumière d'examen intégrée et inSPECT pour usages multiples
- Température de couleur : 3?500?K ±?500?K
- Optique scellée : protection contre poussière et humidité
- Ergonomique pour un confort optimal lors d'examens prolongés
- Fabrication allemande : fiabilité professionnelle

Contenu du coffret

- 1 otoscope HEINE BETA X LED F.O.
- 1 module optique 4,2x
- 10 spéculums AllSpec Ø4?mm
- 1 étui rigide de transport
- 1 câble USB?C avec adaptateur secteur

Spécifications techniques

Paramètre	Détail
Technologie lumineuse	LEDHQ avec fibre optique
Illumination	Homogène, très lumineuse, rendu naturel des couleurs
Température de couleur	3?500?K ±?500?K
CRI	>?90
Technologie inSPECT	Lumière d'examen intégrée, illuminance ~21?000?lx à 100?mm
Grossissement	4,2x (Modules X-CHANGE)
Design	Cadre aluminium, boîtier haute résistance, fenêtre grand diamètre
Alimentation	Indicateur de charge, arrêt automatique, recharge via USB?C ou station
Autonomie & LED	Longue autonomie, LED quasi illimitée, fonctionnement stable
Indications cliniques	Examen conduit auditif externe, tympan, test de mobilité tympanique
Conformité photobiologique	ISO/ANSI disponibles, usage conforme aux normes

Mentions légales

- Fabricant : Heine
- Dispositif médical : Classe I, marquage CE
- Fonction : Inspection du conduit auditif externe et du tympan, test pneumatique possible
- Utilisation : Réservée aux professionnels de santé
- Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de blessure ou infection du conduit auditif
- Garantie : 5 ans

Optez pour l'otoscope HEINE BETA X LED F.O. pour bénéficier d'un outil de diagnostic ORL de haute précision, durable et polyvalent, idéal pour les professionnels de santé souhaitant allier qualité d'image, confort d'utilisation et fiabilité.