

SET DE POSE STÉRILET - CISEAUX COUPE FILS 4 PIECES

Référence 09875



Prix du produit :

64,35 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Retrievette**, fabriqué en polypropylène, est conçu pour saisir facilement les fils ou le corps d'un dispositif intra-utérin. Il facilite l'insertion, la pose ainsi que le retrait du stérilet, offrant aux professionnels de santé une manipulation plus sûre et précise tout en optimisant l'efficacité de la procédure.

Description du produit :

Ce set stérile à usage unique permet de réaliser en toute sécurité l'insertion, la pose et le retrait du stérilet intra-utérin. Conçu pour simplifier la procédure, il offre un usage pratique, rapide et sûr pour les professionnels de santé.

Composition du set de 4 pièces

- **Pince de Pozzi droite** : préhension et traction du col utérin, permettant d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°, indispensable pour introduire les instruments et poser le DIU en minimisant le risque de perforation.
- **Pince de Chéron coudée** : nettoyage de l'utérus et de la zone de travail.
- **Ciseaux coupe-fil latéral** : coupe des fils du DIU selon la préférence du praticien (latéral ou distal).
- **Hystéromètre** : mesure précise de la profondeur de la cavité utérine pour un positionnement optimal du stérilet.

Conditionnement

- Boîte de 10 sets
- Emballage stérile individuel
- Dispositif médical CE