


# SET DE POSE DE STÉRILET CISEAUX COUPE FILS DISTALE PRINCE MEDICAL - boîte de 10

Référence 09876



Prix du produit :

**52,52 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **set de pose de stérilet Prince Medical** rassemble **4 instruments à usage unique** pour la mise en place d'un dispositif intra-utérin, avec **conditionnement individuel stérile** et ciseaux coupe-fils distale.

Stérile • CE • Usage unique • Boîte de 10

Description du produit :

Set de pose de stérilet, composition stérile prête au geste

Ce set de pose de stérilet **Prince Medical** propose **4 pièces à usage unique** pour organiser la pose d'un dispositif intra-utérin dans de bonnes conditions de préparation. Chaque ensemble est **stérile** et présenté en sachet individuel pour une mise à disposition immédiate au cabinet.

Le set réunit une pince de Pozzi, une pince de Chéron, des ciseaux coupe-fils distale et un hystéromètre. Cette composition permet de disposer, en un seul conditionnement, des instruments utiles pour la préhension, le nettoyage, la mesure et la coupe des fils.

La **stérilisation à l'oxyde d'éthylène** s'intègre aux protocoles d'asepsie en gynécologie. Idéal pour gynécologues, sages-femmes, centres de santé sexuelle, cabinets médicaux et établissements hospitaliers.

## Points forts

- **Composition en 4 pièces** : regroupe les instruments essentiels à la pose d'un DIU, pour simplifier la préparation avant l'acte.
- **Présentation stérile** : chaque set bénéficie d'un emballage individuel stérile et d'une stérilisation à l'oxyde d'éthylène adaptée aux exigences d'asepsie.
- **Usage unique** : évite les opérations de retraitement après utilisation et facilite l'organisation des consultations.
- **Ciseaux coupe-fils distale** : conçus pour réaliser la coupe des fils du dispositif intra-utérin avec précision selon la pratique du professionnel.
- **Hystéromètre intégré** : permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine avant la pose lors d'un geste programmé.
- **Sans latex** : limite la présence de latex dans l'environnement de soin et s'adapte plus facilement aux protocoles du service.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : Prince Medical

**Type de produit** : Set de pose de stérilet

**Composition** : 1 pince de Pozzi, 1 pince de Chéron, 1 paire de ciseaux coupe-fils distale, 1 hystéromètre

**Utilisation** : Usage unique

**Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

**Conditionnement** : Boîte de 10

**Emballage** : Emballage individuel stérile

**Présence de latex** : Non

**Durée de vie** : 5 ans

**Classe DM/EPI** : DM Is

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : Is

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Contenu emballage

Le coffret comprend 1 pince de Pozzi droite, 1 pince de Chéron coudée, 1 paire de ciseaux coupe-fils distale et 1 hystéromètre. Chaque set est fourni en emballage individuel stérile.

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation du geste, les spéculum à usage unique aident à l'exposition du col. Les gels lubrifiants facilitent l'introduction des instruments, tandis que les compresses stériles sont utiles pendant la consultation.