

PINCE DE CHERON USAGE UNIQUE

Référence 09878



Prix du produit :

0,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Cette **pince de Chéron stérile à usage unique**, d'une longueur de 25cm, permet de réaliser les soins du col utérin de manière précise, sûre et hygiénique.

Description du produit :

Pince type Chéron stérile – 25?cm

Cette **pince type Chéron stérile** de 25 cm allie ergonomie et confort pour le praticien lors des interventions sur le col utérin. Sa forte rigidité, sa mâchoire puissante et son crochet de maintien assurent une manipulation précise et sécurisée.

Caractéristiques principales

- **Longueur** : 25 cm
- **Formes disponibles** : Courbe, Droite
- **Rigidité** : Forte, avec mâchoire puissante et crochet de maintien
- **Ergonomie** : Confort optimal pour le praticien
- **Conditionnement** : Boîte de 20 unités
- **Dispositif médical** : Marquage CE

