

# PINCE DE POZZI USAGE UNIQUE

Référence 09879



Prix du produit :

**61,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Cette **pince de Pozzi à usage unique** est conçue pour réaliser des examens gynécologiques ou pour faciliter la pose d'un stérilet. Elle offre aux praticiens précision et sécurité lors de chaque intervention.

Description du produit :

## Pince de Pozzi à usage unique – stérile

Cette **pince de Pozzi à usage unique stérile** est équipée de pointes acérées et d'un triple crochet de fermeture, assurant une prise ferme et sécurisée du col utérin. Elle est principalement utilisée en gynécologie, notamment pour faciliter la pose de stérilets ou lors de biopsies, en permettant un meilleur accès des instruments médicaux.

### Caractéristiques principales

- **Longueur** : 25 cm (plastique), 24 cm (inox à usage unique)
- **Formes disponibles** : Courbé, Droit
- **Fonction** : Manipulation du col utérin, pose de stérilet, biopsie
- **Stérile** : Oui, emballage individuel
- **Usage unique** : Oui
- **Conditionnement** :

- Plastique : Boîte de 20 unités
- Inox : Boîte de 10 unités
- **Dispositif médical** : Marquage CE