

CROCHET POUR STÉRILET RETRIEVAL

BOITE DE 10

Référence 09880



Prix du produit :

11,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **crochet RETRIEVAL** permet de récupérer les fils d'un stérilet perdus dans le canal endocervical ou la cavité utérine, et facilite également l'extraction complète du stérilet si nécessaire. Ce dispositif assure une intervention sûre et précise pour les professionnels de santé.

Description du produit :

Ce **dispositif médical stérile à usage unique** permet, grâce à ses multiples crochets, de saisir facilement le fil d'un dispositif intra-utérin (DIU). Le crochet RETRIEVAL peut être incurvé pour s'adapter à la morphologie de chaque patiente, facilitant la récupération ou l'extraction du stérilet de manière sûre et précise.

Caractéristiques principales

- **Longueur** : 26?cm
- **Usage** : Récupération du fil ou extraction du stérilet
- **Stérile** : Oui, emballage individuel
- **Mode de stérilisation** : Oxyde d'éthylène
- **Usage unique** : Oui

- **Conditionnement** : Boîte de 10 unités
- **Dispositif médical** : Marquage CE