

# CISEAUX LONGS - COUPE FILS

Référence 09881



Prix du produit :

**129,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les ciseaux longs coupe-fil sont conçus pour sectionner avec précision les fils lors de la mise en place d'un dispositif intra-utérin (DIU).

Description du produit :

Voici une **reformulation professionnelle et fluide**, adaptée à un **site médical** :

## Ciseaux longs coupe-fil stériles à usage unique

Les ciseaux longs coupe-fil sont destinés à la section des fils et au retrait des points de suture dans le cadre de procédures médicales courantes. Leur conception longue et fine en acier inoxydable assure une découpe précise et contrôlée.

Dotés d'un bourrelet renforcé, ces ciseaux offrent une excellente robustesse et facilitent la coupe nette des fils. La poignée en plastique rigide garantit une prise en main stable, sécurisée et confortable lors de l'utilisation.

En gynécologie, leur longueur permet d'atteindre facilement le fil du dispositif intra-utérin et de le sectionner avec précision.

- Longueur : 22 cm
- Stériles, à usage unique
- Conditionnement : sachet individuel

- Carton de 50 unités
- Marquage CE