

CISEAUX LONGS COUPE FILS - BOITE DE 20

Référence 09882



Prix du produit :

59,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les ciseaux longs coupe-fils sont conçus pour sectionner avec précision les fils lors de la pose d'un dispositif intra-utérin (DIU), assurant un geste maîtrisé et sécurisé.

Description du produit :

Les ciseaux longs coupe-fil sont destinés à la section des fils et au retrait des points de suture dans le cadre de procédures médicales courantes. Leur conception longue et fine en acier inoxydable permet une découpe précise et maîtrisée.

Ils sont dotés d'un bourrelet renforcé garantissant une bonne robustesse et facilitant la coupe. La poignée en plastique rigide assure une prise en main stable, sécurisée et confortable lors de l'utilisation.

Recommandés pour les actes médicaux généraux, ces ciseaux sont particulièrement adaptés à la pratique gynécologique : leur longueur permet d'atteindre aisément le fil du dispositif intra-utérin et de le sectionner avec précision.

- Longueur : 22 cm
- Stériles, à usage unique
- Conditionnement : sachet individuel

- Boîte de 20 unités
- Marquage CE