

PINCE DE RETRAIT DE STÉRILET - USAGE UNIQUE

Référence 09883



Prix du produit :

56,27 € taxe inclu

Description brève du produit :

La pince de retrait est conçue pour faciliter l'extraction d'un dispositif intra-utérin. Elle peut également être utilisée pour la préhension d'une boule de compresse lors des étapes de désinfection, assurant un geste précis et contrôlé.

Description du produit :

La pince d'extraction de stérilet est utilisée lors des examens gynécologiques, notamment pour le retrait et la pose d'un dispositif intra-utérin.

Lors du retrait, elle permet de saisir et de maintenir les fils du dispositif afin de faciliter son extraction par traction contrôlée. Dans le cadre de la pose d'un nouveau dispositif, la pince peut également être utilisée pour maintenir une compresse destinée au nettoyage et à la désinfection de la zone de travail et/ou du col de l'utérus, après l'extraction et avant la mise en place du nouveau dispositif.

- Stérile, à usage unique
- Longueur : 25 cm
- Matière : polyamide
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage individuel stérile

- Boîte de 20 unités
- Marquage CE