

CANULE POUR HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE

Référence 09884



Prix du produit :

44,87 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le cathéter rigide à deux voies avec cupule est destiné à la réalisation **d'hystérogographies**, **d'hystérosonographies** ainsi qu'aux tests au bleu de méthylène. Il permet une administration contrôlée des produits nécessaires aux examens diagnostiques gynécologiques.

Description du produit :

Le cathéter rigide à deux voies est un dispositif médical stérile en polyéthylène, conçu pour la réalisation **d'hystérogographies**, **d'hystérosonographies** et de tests au bleu de méthylène.

Le dispositif comprend :

- Une canule centrale reliée à un tube de manipulation malléable
- Un cathéter d'injection coulissant avec robinet
- Un tube en PVC muni d'un robinet permettant l'aspiration et la création d'un effet ventouse

Trois cupules interchangeables en polypropylène, en forme de cloche, assurent une adhésion optimale au col de l'utérus et permettent l'adaptation à différentes tailles de col.

- Diamètres des cupules : 20–23 mm, 23–28 mm, 28–35 mm

- Longueur totale : 400 mm
- Trois tailles incluses dans le même set

Principaux avantages :

- La cupule en forme de cloche, centrée sur un noyau, garantit une adhésion parfaite grâce à une mise sous vide progressive
- Le manipulateur rigide et malléable facilite la manipulation de l'utérus par le praticien
- Les deux voies peuvent être obturées à l'aide de robinets Luer lock, et le tube gradué mobile permet une injection précise
- Stérile, emballage individuel
- Boîte de 5 unités
- Marquage CE