

CATHÉTER D'HYSTÉROSONOGRAPHIE ET HYSTÉROGRAPHIE "HYSTERO"

Référence 09885



Prix du produit :

32,63 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le cathéter Hystero est conçu pour la réalisation d'hystérogaphies et d'hystérosonographies. Sa structure rigide, associée à une mousse, assure une insertion précise et un maintien optimal dans la cavité utérine.

Le cathéter est étanche et permet, lors des hystéros 1, d'atteindre des zones plus hautes de la cavité utérine pour un examen complet et contrôlé.

Description du produit :

Le cathéter Hystero est un dispositif médical stérile en Pebax transparent, à usage unique, conçu pour assurer l'étanchéité de la cavité utérine lors d'hystérogaphies ou d'hystérosonographies.

Il se compose d'un manche rigide en polyester, d'un robinet et d'une fixation en «?!?». Sa mousse de polyuréthane obstrue le canal cervical, garantissant une étanchéité complète et empêchant le reflux du liquide de contraste.

- Dimension : CH 7,5
- Diamètre de la mousse : 15 mm
- Longueur : 33 cm

- Stérile, emballage individuel
- Boîte de 5 unités
- Marquage CE

Atouts :

- Manipulation aisée et simple
- Étanchéité assurée en positionnant la mousse contre le col de l'utérus
- Injection facile du produit de contraste
- Insertion atraumatique, sécurisée pour le patient