

CATHÉTER ENDOBIOPS


Référence 09886

Prix du produit :

48,20 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **cathéter Endobiops** est un dispositif médical stérile, à usage unique, conçu pour le prélèvement **hystologique endométrial**. Il permet de réaliser des biopsies précises et sécurisées du tissu endométrial, facilitant l'analyse diagnostique.



Description du produit :

Le **cathéter Endobiops** est un dispositif médical stérile à usage unique, destiné au prélèvement **hystologique endométrial**. Il permet une biopsie précise et sécurisée grâce à son mécanisme par aspiration.

Le dispositif se compose d'une gaine transparente graduée, fermée à l'extrémité et percée latéralement dans sa partie distale, associée à un piston permettant le prélèvement ciblé du tissu endométrial.

- Longueur : 23 cm
- Trois modèles disponibles : Standard, Mini, Courbe
- Stérile, emballage individuel
- Boîte de 25 unités
- Marquage CE

Avantages :

- Prélèvement précis et contrôlé
- Gaine graduée pour une localisation exacte
- Manipulation facile et sécurisée