

COFFRET DE SECOURS 2 PERSONNES

Référence 00268



Prix du produit :

18,70 € taxe inclu

Description brève du produit :

Coffret de secours 2 personnes avec tout le nécessaire pour les premiers soins en cas d'urgence médicale.

Description du produit :

Coffret de secours 2 personnes avec poignée de transport. Polypropylène blanc.

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 2 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 2 compresses d'alcool à 70°
- 2 compresses anti coups au calendula
- 2 compresses de lotion asséchante
- 1 dosette de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues
- Dimensions : 240 x 205 x 48 mm

- Poids : 285 g

Existe aussi en trousse de secours