

COUSSIN CHAUFFANT DOS ET NUQUE FORME ERGONOMIQUE BEURER - 100 w

Référence 00332



Prix du produit :

49,73 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **coussin chauffant dos et nuque BEURER** associe une coupe ergonomique, un maintien ajustable et une puissance de **100 W** pour une diffusion de chaleur adaptée à la zone cervicale et dorsale. Son revêtement respirant lavable en machine et ses **3 niveaux** de réglage en font un équipement pratique au quotidien.

3 Ans • 100 W • 3 Températures • Lavable À 30 °C

Description du produit :

Coussin chauffant dos et nuque, maintien ergonomique au quotidien

Ce coussin chauffant a été conçu pour couvrir la nuque, les épaules et le haut du dos avec une répartition homogène de la chaleur. Le **coussin chauffant dos et nuque BEURER** se distingue par sa forme ergonomique, sa fixation réglable et sa puissance de **100 W**.

Ses **3 niveaux** de température permettent d'ajuster simplement l'intensité selon l'usage recherché. Son textile micro polaire respirant, agréable sur la peau, reste facile à entretenir grâce à un lavage en machine à 30 °C.

La fermeture auto-agrippante aide à maintenir le coussin en place pendant l'utilisation. Idéal pour kinésithérapeutes, cabinets médicaux, ostéopathes, EHPAD et professionnels du bien-être.

Points forts

- **Conception ergonomique** : la forme enveloppe efficacement la nuque, les épaules et le dos pour un positionnement mieux adapté à cette zone.
- **3 niveaux de chauffe** : le réglage lumineux facilite le choix de l'intensité selon le moment d'utilisation et les préférences de l'utilisateur.
- **Puissance 100 W** : cette capacité permet une montée en température efficace pour un usage ponctuel en cabinet, en espace de repos ou à domicile.
- **Textile doux et respirant** : le revêtement en micro polaire procure un contact confortable sur la peau lors des utilisations répétées.
- **Entretien lavable** : le coussin se lave en machine à **30 °C**, un atout pratique lorsque le matériel est utilisé régulièrement.
- **Maintien réglable** : la fermeture auto-agrippante ajustable contribue à garder le coussin bien en place pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Coussin chauffant dos et nuque

Puissance : 100 W

Dimensions : 62 x 42 cm

Nombre de températures : 3

Matériau : Velours polyester

Textile : Micro polaire respirant et agréable sur la peau

Entretien : Lavable en machine à 30 °C

Fixation : Fermeture auto-agrippante réglable

Fonctionnement : Sur secteur avec câble d'alimentation

Longueur de câble : 2,3 m

Utilisation : Interrupteur à touches

Réglages lumineux : Oui

Arrêt de sécurité : Oui

Arrêt automatique : Après 90 minutes

Marque : BEURER

Fabricant : Beurer GmbH

Garantie : 3 ans

Normes & sécurité

Certification : OEKO-TEX

Fabricant : Beurer GmbH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les compresses thermiques sont utiles pour des applications localisées. Les appareils de massage permettent de varier les usages sur d'autres zones. Les crèmes de massage s'intègrent facilement aux pratiques manuelles en cabinet.

