

COUSSIN CHAUFFANT DOS ESTOMAC HK55 EASYFIX BEURER - coussin chauffant

Référence 00331

Prix du produit :

57,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **coussin chauffant dos estomac HK55 Easyfix Beurer** procure une chaleur localisée sur le dos, l'abdomen, la nuque ou les articulations avec **3 niveaux** et une puissance de **100 W**. Sa fixation réglable permet un bon maintien pendant l'utilisation, avec arrêt automatique au bout de **90 minutes**.

3 Ans • CE • 3 Niveaux de température • Arrêt automatique 90 min

Description du produit :

Coussin chauffant HK55 Easyfix, maintien pratique et chaleur localisée

Ce coussin chauffant est conçu pour appliquer une chaleur ciblée au niveau du dos, de l'abdomen, de la nuque ou de certaines articulations. Le **coussin chauffant HK55 Easyfix Beurer** associe une montée en température rapide, un maintien sur le corps et un réglage simple sur **3 niveaux**.

Sa bande élastique ajustable avec fermeture auto-agrippante aide à conserver le coussin bien positionné, que l'utilisateur soit assis, allongé ou debout. Sa chaleur durable convient aux temps de repos, aux phases de détente et aux usages réguliers en structure ou à domicile.

Le dispositif intègre un arrêt automatique après **90 minutes** ainsi qu'une protection contre la surchauffe. Idéal pour kinésithérapeutes, cabinets médicaux, structures de rééducation, EHPAD et patients en usage domestique encadré.



Points forts

- **Usage sur plusieurs zones** : sa forme permet une application au dos, sur l'abdomen, au niveau des articulations et sur la nuque lorsqu'il est roulé selon le besoin.
- **Maintien ajustable** : la bande élastique avec fermeture auto-agrippante facilite le positionnement et contribue à garder le coussin en place pendant la séance.
- **Réglage de chauffe** : les **3 niveaux** permettent d'adapter facilement l'intensité thermique selon le confort recherché.
- **Sécurités intégrées** : la protection anti-surchauffe, la régulation électronique de la température et l'arrêt automatique participent à un usage maîtrisé.
- **Lecture facilitée** : les réglages lumineux restent visibles, y compris dans un environnement peu éclairé comme une chambre ou un espace de repos.
- **Entretien pratique** : la partie textile amovible et lavable simplifie le nettoyage courant entre deux utilisations.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans

Marque : BEURER

Fabricant : Beurer GmbH

Type de produit : Coussin chauffant

Modèle : HK55 Easyfix

Puissance : 100 W

Nombre de niveaux : 3

Arrêt automatique : Oui, après 90 minutes

Fixation : Sur le corps, bande élastique ajustable avec fermeture auto-agrippante

Matériau : Velours polyester

Housse textile : Partie textile amovible et lavable

Entretien : Lavable en machine à 30 °C

Fonctionnement : Sur secteur avec câble d'alimentation

Longueur de câble : 2,3 m

Interrupteur : Amovible, à bascule

Réglages lumineux : Oui

Poids Net : 390 g

Poids avec emballage : 0,58 kg

Dimensions emballage : 5,70 x 18,80 x 28,30 cm

Couleur : Rouge

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Beurer GmbH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour varier les applications de chaleur, les compresses thermiques sont utiles en cabinet comme à domicile. Les crèmes de massage accompagnent les gestes manuels. Les coussins de kinesithérapie aident aussi au confort de positionnement pendant les temps de repos.

JJ/26