

SAC ISOTHERME MINI COOL TRANSPORT D'ÉCHANTILLONS ELITE BAGS - bleu

Référence 00353



Prix du produit :

135,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **sac isotherme MINI COOL ELITE BAGS** permet d'acheminer des prélèvements thermosensibles dans un format maniable, avec thermomètre intégré et agencement modulable. Il peut recevoir jusqu'à **176 tubes** ou **9 à 12 contenants** dans un volume compact de **25 x 21 x 40 cm**.

Thermomètre intégré • Compartiments isothermes amovibles • Capacité jusqu'à 176 tubes • Bleu

Description du produit :

MINI COOL, solution isotherme mobile pour prélèvements

Ce sac médical isotherme est pensé pour déplacer des prélèvements et des échantillons biologiques sensibles à la température. Le **MINI COOL ELITE BAGS** associe encombrement réduit, isolation dédiée et rangement intérieur structuré pour les interventions hors site.

Le compartiment principal isotherme reçoit un thermomètre et intègre **3 compartiments extractibles**. Cette configuration aide à classer les prélèvements et à limiter l'exposition de l'ensemble du contenu lors des ouvertures successives.

Équipé de supports pour **176 tubes** et d'un espace prévu pour **9 à 12 contenants**, il convient aux déplacements réguliers. Idéal pour laboratoires, hôpitaux, infirmiers préleveurs, centres médicaux et campagnes de vaccination.

Points forts

- **Agencement modulable** : les trois modules isothermes amovibles permettent de répartir les prélèvements par type ou par tournée, pour un accès plus méthodique.
- **Suivi thermique intégré** : le thermomètre permet de visualiser la température de transport sans devoir ouvrir systématiquement la zone principale.
- **Capacité de stockage élevée** : les quatre supports rembourrés de 44 tubes offrent un accueil total jusqu'à 176 tubes, avec un emplacement complémentaire pour boîtes d'urine.
- **Protection pendant le trajet** : sacs hermétiques, éponge anti-déversement et dispositif anti-roulis participent à la sécurisation du contenu en déplacement.
- **Portage facilité** : les poignées, la bandoulière et le passant trolley rendent les transferts plus pratiques entre domicile, structure de soins et laboratoire.
- **Format compact terrain** : ses dimensions sont adaptées aux tournées mobiles, aux interventions extérieures et aux campagnes de prélèvement itinérantes.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 25 x 21 x 40 cm

Capacité : environ 20,50 à 29,2 L selon source fabricant

Poids Net : environ 2,96 kg

Contenu maximal recommandé : 6 à 12 kg selon source fabricant

Matériau : polyester 420D

Couleur : bleu

Type de produit : sac isotherme de transport d'échantillons biologiques

Fonctionnement : manuel

Compartiments : 1 compartiment principal isotherme, 3 compartiments isothermes extractibles, 1 compartiment amovible pour boîtes d'urine, 1 étui transparent

Capacité tubes : 4 supports rembourrés de 44 tubes chacun

Capacité contenants : 9 à 12 unités

Équipement : thermomètre intégré, poignées, bandoulière, passant trolley, sacs hermétiques, éponge anti-déversement

Marque : ELITE BAGS

EAN : 8436564542342

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'organisation d'une tournée de prélèvements, les aiguilles s'intègrent aux gestes de collecte. Les seringues accompagnent la préparation du matériel. Après usage, les collecteurs d'aiguilles permettent une élimination immédiate des déchets piquants.

