

SAC MEDICAL ISOTHERME COOL TRANSPORT D'ÉCHANTILLONS ELITE BAGS

Référence 00210



Prix du produit :

186,15 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **SAC MEDICAL ISOTHERME COOL ELITE BAGS** est conçu pour le déplacement organisé des prélèvements biologiques, avec modules amovibles, thermomètre intégré et conformité **UN3373**. Sa structure isotherme simplifie la gestion des échantillons entre lieu de collecte et laboratoire.

UN3373 • Thermomètre intégré •
Compartiments isothermes amovibles •
Transport d'échantillons biologiques

Description du produit :

Sac médical isotherme COOL, pensé pour les prélèvements

Ce sac médical isotherme est destiné au transport structuré des échantillons biologiques entre le point de prélèvement et le laboratoire. Le **SAC MEDICAL ISOTHERME COOL ELITE BAGS** réunit isolation, rangement modulable et accès rapide aux éléments utiles pendant les déplacements.

Le compartiment principal isotherme reçoit **4 compartiments isothermes amovibles**, avec **3 verticaux** pour les racks de tubes et **1 horizontal** pour les pots d'urine. Le thermomètre intégré permet de vérifier la température d'un coup d'œil sans ouvrir ni réorganiser l'intérieur.

La poche documentaire transparente aide à garder les documents visibles et séparés des

prélèvements. Idéal pour **laboratoires d'analyses, infirmiers libéraux, hôpitaux, cliniques, vétérinaires et centres médicaux.**

Points forts

- **Modularité interne** : 4 modules isothermes amovibles permettent de répartir distinctement tubes, pots et accessoires, pour un contenu mieux ordonné lors des tournées.
- **Lecture rapide de la température** : le thermomètre intégré offre un contrôle visuel immédiat pendant le transport des prélèvements sensibles.
- **Capacité pour les tubes** : les 3 compartiments dédiés peuvent recevoir jusqu'à **2 racks par compartiment**, soit 100 tubes par compartiment dédié.
- **Espace dédié aux pots d'urine** : le module horizontal avec entretoises amovibles peut contenir jusqu'à **24 pots** en limitant les déplacements internes.
- **Gestion pratique des incidents** : les éponges absorbantes placées dans les compartiments amovibles contribuent à gérer d'éventuels déversements.
- **Transport facilité** : poignées, bandoulière et bande pour chariot accompagnent les déplacements entre cabinet, véhicule, service hospitalier et laboratoire.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : ELITE BAGS

Type de produit : Sac médical isotherme pour transport d'échantillons

Norme : UN3373

Compartiments : 1 compartiment principal isotherme avec 4 compartiments isothermes amovibles

Répartition interne : 3 compartiments verticaux et 1 compartiment horizontal

Capacité tubes : jusqu'à 2 racks, soit 100 tubes par compartiment dédié

Capacité pots d'urine : jusqu'à 24 pots

Dimensions module urine : 42 × 26,5 × 9,5 cm

Dimensions modules tubes : 26,5 × 14 × 27 cm chacun

Équipement : thermomètre intégré, poche supérieure transparente, poche frontale transparente zippée

Transport : poignées, bandoulière, bande pour chariot

Utilisation : transport ordonné d'échantillons de diagnostic

Normes & sécurité

Norme : UN3373

Fabricant : ELITE BAGS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le sac comprend un compartiment principal isotherme, quatre compartiments isothermes amovibles avec poignée individuelle et éponge absorbante, une poche supérieure transparente,

une poche frontale transparente zippée avec thermomètre intégré, ainsi qu'une bandoulière et des poignées de transport.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'organisation des tournées, les thermomètre médical aident au suivi des températures. Les collecteurs d'aiguilles et les gants nitriles accompagnent aussi les manipulations et l'élimination des déchets piquants après prélèvement.

JJ/26