

BIONETTE SOLUTION DE LUTTE CONTRE LES SYMPTÔMES ALLERGIQUES PHOTOTHÉRAPIE - appareil nasal

Référence 00304



Prix du produit :

55,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Bionette est un **dispositif de photothérapie nasale** conçu pour un usage local avec une lumière de **630 nm** et une séance automatique d'environ **4 min 30**. Compact et léger, **Bionette** fonctionne avec **2 piles CR2032** et se range facilement dans son étui rigide.

DM IIa • CE 0123 • 630 Nm • Environ 80 séances

Description du produit :

Bionette, photothérapie nasale compacte pour un usage quotidien

Ce dispositif de photothérapie nasal est destiné à accompagner les symptômes allergiques associés au rhume des foins, sans recours médicamenteux. **Bionette** émet une lumière à bande étroite de bas niveau de **630 nm** et lance une séance automatique d'environ **4 min 30**.

Son faible encombrement permet une utilisation aussi bien au cabinet qu'à domicile. Les deux broches nasales se positionnent rapidement, tandis que le minuteur intégré assure l'arrêt automatique en fin de cycle.

Idéal pour les cabinets médicaux, ORL, pharmacies, infirmiers libéraux et patients suivis pour rhinite allergique. L'appareil fonctionne avec **2 piles CR2032** et se transporte simplement grâce à son étui rigide.

Points forts

- **Émission lumineuse ciblée** : photothérapie nasale à bande étroite de bas niveau, pensée pour une application locale dans les fosses nasales.
- **Cycle automatique** : séance d'environ **4 min 30** avec arrêt automatique, pour une routine d'utilisation simple au quotidien.
- **Format discret** : avec ses **52 x 38 x 15 mm** et son poids net de **18 g** avec piles, l'appareil trouve facilement sa place au cabinet ou en déplacement.
- **Bonne autonomie** : alimentation par **2 piles CR2032** pour environ **80 séances**, avec clignotement LED en cas de piles faibles.
- **Prise en main rapide** : commande par deux boutons, mise en route directe et utilisation pratique pour des sessions courtes répétées dans la journée.
- **Kit complet** : fourni avec étui rigide, piles installées, piles de rechange et notice bilingue pour une utilisation immédiate.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Type de produit : Dispositif de photothérapie nasale

Marque : Bionette

Fabricant : Biolight

Dimensions : 52 x 38 x 15 mm

Poids Net : 18 g avec piles

Poids brut : 60 g

Alimentation : 2 piles CR2032 3V fournies

Autonomie : Environ 80 séances

Fonctionnement : 2 boutons, arrêt automatique, minuteur intégré

Fréquence : 2 à 3 fois par jour recommandées

Durée de séance : Environ 4 min 30, $\pm 15 \%$

Longueur d'onde : 630 nm

Puissance : Minimum 4,0 mW pour chaque narine

Dose énergétique : 2 J

Température d'utilisation : 5°C à 40°C

Humidité d'utilisation : 15 % à 93 %

Conditions de stockage : -10°C à 40°C, humidité 80 %

Conditionnement : Appareil avec étui rigide, 2 piles CR2032 en place, 2 piles CR2032 de rechange, mode d'emploi anglais et français

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Marquage : CE 0123

Directive : 93/42/EEC

Fabricant : Changzhou BioLight Medical Devices Co., Ltd.

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret contient l'appareil Bionette, un étui rigide de transport et de protection, 2 piles CR2032 déjà installées, 2 piles CR2032 supplémentaires ainsi qu'un mode d'emploi en français et en anglais.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement au cabinet, les orl sont utiles lors de l'examen des voies aériennes supérieures. Le sérum physiologique peut être utilisé pour l'hygiène nasale préalable. Les purificateur-humidificateur d'air participent au confort de l'air ambiant dans les espaces intérieurs.

JJ/26