

BIONETTE - SOLUTION DE LUTTE CONTRE LES SYMPTÔMES ALLERGIQUES

Référence 00304



Prix du produit :

55,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Bionette est une solution électronique qui soulage et prévient les symptômes allergiques liés au rhume des foins en quelques minutes, grâce à la photothérapie, sans prise de médicaments et sans effets secondaires.

Une fois allumé, insérez les 2 broches dans le nez. Puis patientez pendant environ 4 minutes. Le dispositif s'éteint automatiquement à la fin de la séance.

Description du produit :

Le traitement n'est ni chimique ni pharmacologique. Le dispositif Bionette utilise la technologie de lumière à bande étroite de bas niveau.

Caractéristiques techniques :

2 boutons / OFF automatique.

Durée séance de traitement : environ 4'30 minutes (minuteur intégré) $\pm$ 15%.

Fréquence d'utilisation recommandée : 2-3fois/jour.

Longueur d'onde lumière : 630nm.

Puissance de luminosité : minimum 4,0mW pour chaque narine

Dose énergétique : 2J

Fonctionne avec 2 piles CR2032 (3V)

Durée de vie des piles : environ 80 séances