

# POWER STEPPER STIMULATEUR CIRCULATOIRE EMS TENS TERRAILLON

Référence 09288



Prix du produit :

**169,15 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Power Stepper Terraillon** réunit **stimulation circulatoire**, **EMS** et **TENS** dans un appareil pensé pour une utilisation assise des pieds, des mollets et de certaines zones du corps. Réglable sur **99 niveaux d'intensité**, avec **15 variations d'ondes** et des séances de **5 à 90 minutes**, il s'adapte facilement au rythme d'utilisation.

Classe DM II • 99 Niveaux d'intensité • 15 Variations d'ondes • Télécommande sans fil

Description du produit :

**Power Stepper, électrostimulation assise multi-usages**

Le stimulateur circulatoire **Power Stepper Terraillon** fonctionne par impulsions électriques au niveau des pieds et des mollets pour accompagner une utilisation en position assise. Son format compact associe la **stimulation circulatoire** aux fonctions **EMS** et **TENS** dans un seul équipement.

L'appareil offre **99 niveaux d'intensité**, **15 variations d'ondes** et des programmes paramétrables de **5 à 90 minutes**. La télécommande sans fil permet de modifier les réglages pendant la séance sans déplacer l'installation.

Idéal pour les kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, cabinets médicaux, structures de rééducation et patients suivis à domicile. Il s'intègre aisément dans une routine assise, notamment après une période d'immobilité ou en fin de journée.

## Points forts

- **Association EMS et TENS** : l'appareil combine stimulation musculaire et neurostimulation transcutanée pour élargir les possibilités d'utilisation sur les membres inférieurs et certaines zones corporelles.
- **Paramétrage précis** : les **99 niveaux d'intensité** permettent d'ajuster finement la séance selon la sensibilité et le profil d'utilisation.
- **15 variations d'ondes** : cette diversité de programmes aide à personnaliser les séances selon l'objectif d'usage et le confort recherché.
- **Utilisation en position assise** : aucun pédalage n'est nécessaire, ce qui facilite l'emploi au domicile, en cabinet ou pendant un temps de repos.
- **Durée de 5 à 90 minutes** : l'amplitude de réglage convient aussi bien aux sessions courtes qu'aux usages plus prolongés selon l'organisation prévue.
- **Accessoires inclus** : la **télécommande sans fil** et les **2 électrodes corporelles adhésives** complètent l'appareil pour un usage pratique et ciblé.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : Terraillon

**Type de produit** : Stimulateur circulatoire

**Fonctions** : EMS + TENS

**Intensité** : 99 niveaux

**Programmes** : 15 variations d'ondes

**Durée de programme** : 5 à 90 minutes

**Forme d'onde** : Bi-phasique

**Fréquence** : 10 Hz à 36 Hz

**Durée d'impulsion** : 250 µs pour les pieds et le corps

**Fonctionnement** : Télécommande sans fil

**Alimentation** : Secteur inclus, entrée 100V-240V~, 50/60Hz, sortie DC6V

**Piles appareil** : 4 x RL14 non fournies

**Piles télécommande** : 3 x AAA fournies

**Électrodes incluses** : 2 électrodes corporelles adhésives

**Dimensions produit** : 42,8 x 41,6 x 10,4 cm

**Dimensions emballage** : 42 x 44 x 13 cm

**Poids Net** : 2,07 kg

**Poids brut** : 3 kg

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : Appareil médical classe II

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Contenu emballage

Sont inclus dans l'emballage : le stimulateur circulatoire Power Stepper, une télécommande sans

fil, **2 électrodes corporelles adhésives**, une alimentation secteur ainsi que les piles de la télécommande. Les piles de l'appareil, **4 x RL14**, ne sont pas fournies.

### **Des produits complémentaires à découvrir**

Pour compléter l'utilisation, les électrode neurostimulation - accessoires thérapeutiques sont utiles lors des applications ciblées. Les appareils de massage s'intègrent facilement dans une routine de confort. Les solutions de rééducation du corps accompagnent également le travail fonctionnel au cabinet comme à domicile.

JJ/26