

# THERMOMÈTRES ÉLECTRONIQUE JUMBO

Référence 09726



**Prix du produit :**

**7,13 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Disponible en quatre couleurs vives au choix, le thermomètre électronique Jumbo associe un design ludique à des performances technologiques fiables. Il est doté d'un large écran digital facilitant la lecture de la température, d'un signal sonore indiquant la fin de la mesure et d'une alarme en cas de fièvre.

Avec une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 1 000 mesures, ce thermomètre constitue un outil fiable et durable, adapté à une utilisation régulière par les professionnels de santé.

**Description du produit :**

Le thermomètre électronique Jumbo est équipé d'un large écran digital (21 × 26,5 mm) permettant une lecture claire et rapide de la température. Son embout souple et étanche assure un confort optimal et une utilisation sécurisée.

Rapide, il délivre une mesure fiable dès 15 secondes et intègre un système d'autocontrôle garantissant le bon fonctionnement de l'appareil. Un signal sonore indique la fin de la mesure et une alarme se déclenche en cas de fièvre. L'arrêt automatique contribue à une meilleure gestion de l'autonomie.

- Plage de mesure : 32 °C à 43,9 °C
- Précision : 0,1 °C
- Alimentation : pile 3 V fournie

- Autonomie : jusqu'à 1 000 mesures
- Étui rigide de protection inclus
- Coloris disponibles : fuchsia, orange, bleu, vert
- Garantie : 2 ans
- Marquage CE