

ÉLECTRODES ECG SKINTACT W601

SUPPORT TISSÉ HYDROGEL CONDUCTEUR

SKINTACT - lot de 30

Référence 09970



Prix du produit :

3,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG Skintact W601 SKINTACT** combinent un support tissé respirant et un hydrogel conducteur Aqua-Tac pour le monitoring adulte. Leur diamètre de **50 mm** contribue à une pose pratique et à un contact cutané homogène.

ANSI/AAMI EC12 • Usage unique • Sans latex, sans PVC • Lot de 30

Description du produit :

Électrodes ECG Skintact W601, souplesse et contact homogène

Ces électrodes ECG **Skintact W601 SKINTACT** sont destinées au monitoring adulte. Leur support tissé souple et respirant, associé à un hydrogel conducteur solide, facilite l'application et le maintien d'un contact régulier.

Le gel Aqua-Tac participe à une faible impédance et aide à réduire les artéfacts de mouvement pendant l'enregistrement. Le format rond de **50 mm** ainsi que la connexion snap universelle 4 mm rendent l'utilisation simple au quotidien.

Conçues sans latex et sans PVC, elles conviennent aux usages répétés en structure de soins. Idéal pour les cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Support tissé respirant** : accompagne les mouvements cutanés et apporte un port plus confortable lors d'un monitoring prolongé.
- **Hydrogel conducteur Aqua-Tac** : favorise une faible impédance et un contact stable pour des tracés ECG plus constants.
- **Élément sensible Ag/AgCl** : participe à une transmission fiable du signal dans le cadre du monitoring adulte.
- **Connexion snap universelle 4 mm** : permet un branchement rapide avec les câbles ECG standard couramment utilisés.
- **Format rond Ø 50 mm** : surface adaptée à une pose simple et à un bon maintien sur patient adulte.
- **Sans latex, sans PVC** : composition pensée pour répondre aux contraintes d'usage en environnement médical.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG de monitoring adulte

Modèle : W601

Marque : SKINTACT

Forme : Ronde

Dimensions : Ø 50 mm

Support : Tissé respirant

Gel : Aqua-Tac, hydrogel conducteur solide

Élément sensible : Ag/AgCl

Connexion : Snap universel 4 mm

Utilisation : Usage unique

Composition : Sans latex, sans PVC

Conditionnement : Lot de 30 pièces

Fabricant : SKINTACT

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : ANSI/AAMI EC12

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre installation, les câbles & accessoires pour ECG facilitent le raccordement du dispositif. Avant la pose, l'alcool médical aide à préparer une peau propre et sèche. Pour d'autres examens au cabinet, le gel échographique reste également utile.

