

STÉTHOSCOPE ENFANT SIMPLE PAVILLON

Référence 08098



Prix du produit :

18,35 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **stéthoscope enfant à simple pavillon** est conçu pour les **examens pédiatriques courants**. Adapté à la morphologie des jeunes patients, il permet une **auscultation fiable** tout en contribuant à rendre l'examen **plus confortable et moins anxiogène** pour l'enfant. Son design simple et léger facilite la prise en main par le professionnel de santé et favorise une utilisation quotidienne en consultation pédiatrique.

Description du produit :

Grâce à sa **bague anti-froid** et à son **pavillon en alliage d'aluminium anodisé**, ce **stéthoscope enfant à simple pavillon** assure un **confort optimal** lors des **examens médicaux**, tant pour le professionnel de santé que pour le jeune patient.

Son design ludique, avec des **couleurs vives** et des **clips décoratifs en forme d'animaux**, facilite l'instauration d'un **climat de confiance** avec l'enfant et contribue à **réduire l'anxiété liée à la consultation**.

Caractéristiques principales

- Simple pavillon de **47 mm de diamètre**
- **Bague anti-froid** pour un meilleur confort au contact de la peau
- Pavillon en **alliage d'aluminium anodisé**
- **Tubulure en PVC** d'une longueur de 60 cm

- **Ressort de lyre en acier inoxydable**
- **Embouts auriculaires en ABS**
- Livré avec **5 clips animaux** : singe, souris, panda, tigre et ours
- **Disponible en 4 coloris** : noir, violet, bleu et jaune

Garantie : 5 ans

Livré complet avec les 5 clips animaux