

FAUTEUIL DE TRANSFERT TRAVELITE PLIANT COMPACT COLSON - fauteuil pliant

Référence 00378

Prix du produit :

181,99 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **fauteuil de transfert Travelite COLSON** est pensé pour les trajets de proximité avec une structure légère de **10 kg** et une largeur pliée de **29 cm**. Son pliage compact, ses accoudoirs rabattables, ses repose-pieds pivotants et son sac de transport facilitent l'accompagnement au quotidien.

Fabrication Française • Pliage compact •
Largeur pliée 29 cm • Sac de transport inclus

Description du produit :

Travelite Colson, fauteuil de transfert peu encombrant

Ce fauteuil de transfert pliant a été développé pour les déplacements de courte distance, en structure de soins comme à domicile. Le **fauteuil de transfert pliant Travelite Colson** se distingue par son faible encombrement, son poids de **10 kg** et sa largeur pliée de **29 cm**, pratique à ranger entre deux utilisations.

Les accoudoirs rabattables et les repose-pieds pivotants et relevables rendent l'accès à l'assise plus simple. L'utilisateur peut être installé plus facilement lors d'un passage du lit au fauteuil ou d'un transfert vers une zone d'attente.

Le tube basculeur arrière aide l'accompagnant à passer un petit obstacle comme un seuil ou une marche. Idéal pour les cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD, services de transport sanitaire et aidants à domicile.

Points forts

- **Poids contenu** : avec seulement **10 kg**, le fauteuil se soulève et se manipule plus aisément lors des trajets répétés ou du chargement dans un véhicule.
- **Encombrement réduit** : son format plié de **80 x 27 x 27 cm** permet un rangement plus simple dans un coffre, un placard ou un espace de soin restreint.
- **Accoudoirs rabattables** : ils dégagent le côté du fauteuil et facilitent les transferts latéraux depuis différentes surfaces d'installation.
- **Repose-pieds pivotants et relevables** : ils libèrent l'entrée de l'assise et améliorent le confort pendant l'installation de l'utilisateur.
- **Tube basculeur arrière** : il apporte une aide utile pour franchir plus facilement une petite bordure, une marche ou un seuil.
- **Sac de transport fourni** : il simplifie le transport ponctuel, le stockage et les interventions en dehors du lieu de soin habituel.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Fauteuil de transfert pliant

Marque : COLSON

Fabricant : COLSON

Fabrication : Française

Dimensions plié : 80 x 27 x 27 cm

Largeur pliée : 29 cm

Largeur d'assise : 45 cm

Longueur d'assise : 45 cm

Hauteur d'assise : 48 cm

Largeur du fauteuil : 57 cm

Longueur du fauteuil : 84 cm

Hauteur du fauteuil : 95 cm

Poids Net : 10 kg

Charge maximale utilisateur : 115 kg

Fonctionnement : Manuel

Utilisation : Réutilisable

Équipements : Accoudoirs rembourrés et rabattables, repose-pieds pivotants et relevables, tube basculeur arrière, sac de transport

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Fabrication : Française

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient le fauteuil de transfert pliant Travelite ainsi qu'un sac de transport.

Des produits complémentaires à découvrir

Les deambulateurs peuvent accompagner les patients conservant une mobilité partielle sur de petites distances. Les ailes aident à préserver les surfaces lors de l'installation. La catégorie visite à domicile réunit aussi des équipements pratiques pour organiser les déplacements et les soins hors structure.

JJ/26