

ÉLECTRODES ECG WHITESENSOR 4500M-H SIGNAL STABLE AMBU - boîte de 300

Référence 00409



Prix du produit :

32,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG WhiteSensor 4500M-H AMBU** associent support mousse et gel liquide adhésif pour les ECG de repos et le monitoring de courte durée. Leur format **50 x 48 mm** favorise un contact régulier, en **boîte de 300**, sans latex ni PVC.

CE • Classe I • Sans latex ni PVC • Boîte de 300

Description du produit :

WhiteSensor 4500M-H, pour ECG de repos et monitoring court

Ces électrodes ECG **WhiteSensor 4500M-H AMBU** sont prévues pour l'ECG de repos et la surveillance de courte durée. Leur dimension **50 x 48 mm** permet une mise en place efficace et un contact électrique constant. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de cardiologie, urgences et infirmiers libéraux.

Le support en mousse de polyéthylène et le gel liquide adhésif participent à la bonne tenue de l'électrode pendant l'enregistrement. Cela aide à obtenir un tracé exploitable tout en préservant le confort lors de la pose.

Conçue pour un usage unique, cette électrode répond aux besoins courants des environnements de soins. Sa composition sans latex et sans PVC s'intègre facilement aux protocoles attentifs aux matériaux utilisés.

Points forts

- **Qualité de signal régulière** : le capteur en argent/chlorure d'argent et le système conducteur contribuent à un tracé ECG lisible lors des enregistrements courants.
- **Application pratique** : le support mousse souple facilite la pose et s'adapte plus aisément à la peau pendant l'ECG de repos.
- **Format 50 x 48 mm** : ces dimensions conviennent aux usages fréquents en cabinet, en consultation spécialisée ou en service de soins.
- **Usage unique** : cette configuration simplifie l'organisation des actes de monitoring de courte durée et des examens de routine.
- **Radiotransparente et compatible avec l'IRM** : l'électrode peut s'intégrer à certains parcours techniques sans manipulation superflue.
- **Boîte de 300 électrodes** : le conditionnement en 5 sachets de 60 facilite le rangement et le suivi des consommations.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrode ECG

Utilisation : Usage unique

Destination : ECG de repos et surveillance de courte durée

Dimensions : 50 x 48 mm

Surface adhésive : 1584 mm²

Matériau du capteur : Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)

Support externe : Mousse de polyéthylène (PE)

Support : Polyester Polyuréthane réticulé

Nature du gel : Gel liquide adhésif

Propriétés : Radiotransparent et compatible avec l'IRM

Composition : Sans latex, sans PVC

Conditionnement : Boîte de 300 électrodes, 5 sachets de 60

Pièces de rechange : Aucune

Marque : AMBU

Fabricant : Ambu

Normes & sécurité

Classe : DM I

Marquage : CE

Fabricant : Ambu

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter vos enregistrements, les câbles pour ECG assurent la liaison avec l'appareil. Les papiers pour ECG permettent l'impression des tracés, tandis que l'alcool médical peut être utilisé pour préparer la peau selon le protocole.

