

# ÉLECTRODES ECG DE REPOS WHITESENSOR 4540 RADIOTRANSARENTES AMBU - boîte de 300

Référence 00415



Prix du produit :

**27,90 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG de repos WhiteSensor 4540 AMBU** réunissent un **gel humide** très conducteur, un connecteur **4 mm** et un format **32 x 45 mm** pour les enregistrements ECG à 12 dérivations de courte durée, avec pose simple et lecture nette.

CE • Classe I • Radiotransparentes • Boîte de 300

Description du produit :

**Ambu WhiteSensor 4540, pour ECG de repos avec imagerie**

Ces électrodes ECG sont destinées aux enregistrements de repos et aux ECG à 12 dérivations. Les **Ambu WhiteSensor 4540 AMBU** associent un gel humide liquide hautement conducteur, un support en mousse flexible et un connecteur **4 mm** pour une utilisation pratique au quotidien.

Leur structure radiotransparente permet de conserver l'électrode en place lors d'un examen aux rayons X ou d'un scanner. Cela évite des manipulations supplémentaires et simplifie l'organisation du parcours patient entre plusieurs examens.

Le format **32 x 45 mm** est adapté aux ECG de repos de courte durée chez un patient allongé. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de cardiologie, cliniques et infirmiers

réalisant des ECG au cabinet.

### Points forts

- **Gel humide hautement conducteur** : contribue à capter rapidement le signal et à obtenir un tracé exploitable dès la pose pour les ECG de repos.
- **Radiotransparence** : l'électrode peut rester en place pendant les examens par rayons X ou scanner, ce qui limite les déposes et reposes.
- **Support en mousse flexible** : facilite l'application sur la peau et apporte une bonne souplesse d'utilisation en consultation comme en service.
- **Connecteur 4 mm** : assure un raccordement simple avec l'équipement ECG compatible et favorise une mise en œuvre rapide.
- **Sans PVC et sans latex** : répond aux besoins des environnements de soins attentifs aux matériaux utilisés au contact du patient.
- **Conditionnement de 300 unités** : boîte de 300 électrodes, 5 sachets de 60 et languettes de 5 unités pour un approvisionnement pratique du poste ECG.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrodes ECG de repos

**Marque** : AMBU

**Fabricant** : Ambu

**Modèle** : WhiteSensor 4540

**Dimensions** : 32 x 45 mm

**Connecteur** : 4 mm

**Nature du gel** : Gel humide liquide hautement conducteur

**Forme** : Rectangulaire

**Support** : Mousse flexible

**Matériau du capteur** : Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)

**Matériau** : Sans PVC, sans latex

**Utilisation** : Usage unique

**Destination** : ECG de repos, ECG à 12 dérivations

**Compatibilité imagerie** : Radiotransparentes, compatibles IRM sous conditions fabricant

**Conditionnement** : Boîte de 300 électrodes, 5 sachets de 60, languettes de 5 unités

**Pièces de rechange** : Aucune

### Normes & sécurité

**Classe** : DM I

**Marquage** : CE

**Compatibilité** : IRM sous conditions fabricant

**Fabricant** : Ambu

Lire attentivement la notice avant utilisation

**Des produits complémentaires à découvrir**

Pour compléter votre installation, les câbles & accessoires pour ECG participent au raccordement entre électrodes et appareil. Les papiers pour ECG sont utiles pour l'édition des tracés. Dans une salle de diagnostic polyvalente, le gel échographique trouve aussi sa place.

JJ/26