

ELECTRODES BLUESENSOR L CONNECTEUR PRESSION AMBU - boîte de 500

Référence 09960

Prix du produit :

115,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Les **électrodes ECG Ambu BlueSensor L** sont conçues pour le suivi prolongé avec un gel liquide hautement conducteur, un support respirant et un connecteur pression excentré. Format **68,2 x 55 mm**, en **boîte de 500** pour les usages intensifs.

Classe I • CE • Gel liquide hautement conducteur • Boîte de 500

Description du produit :

Ambu BlueSensor L, pensée pour le monitoring prolongé

Ces électrodes ECG répondent aux besoins de surveillance de longue durée et des enregistrements exigeant un contact constant. Les **Ambu BlueSensor L** réunissent un gel liquide hautement conducteur, un support respirant et une pression excentrée pour le raccordement.

Leur format **68,2 x 55 mm** apporte une zone de contact adaptée au suivi continu. En cardiologie comme dans les unités de soins, l'orientation du câble est facilitée et les perturbations dues aux mouvements sont atténuées.

Idéal pour les services de cardiologie, cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques, infirmiers libéraux et structures de monitoring. Pour un Holter ou une surveillance continue au lit du patient, leur maintien longue durée limite les repositionnements fréquents.

Points forts

- **Gel liquide hautement conducteur** : favorise une captation régulière du signal ECG et contribue à obtenir un tracé exploitable lors des surveillances prolongées.
- **Support respirant** : le ruban microporeux aide à mieux laisser circuler l'air au contact de la peau, pour un port plus confortable sur la durée.
- **Adhésion immédiate et durable** : la fixation prend rapidement puis reste stable, ce qui est utile lorsque le patient se mobilise ou change de position.
- **Connecteur pression excentré** : améliore le passage du câble et réduit les contraintes mécaniques exercées au niveau de la connexion.
- **Capteur Ag/AgCl** : technologie reconnue pour les examens ECG et la surveillance continue, avec une qualité de contact adaptée à ces usages.
- **Conditionnement de 500** : la **boîte de 500** convient aux services réalisant de nombreuses poses et aux environnements à forte activité.

Caractéristiques techniques

Marque : AMBU

Fabricant : Ambu

Type de produit : Électrodes ECG à pression pour surveillance longue durée

Dimensions : 68,2 x 55 mm

Surface adhésive : 2121 mm²

Surface de gel : 254 mm²

Épaisseur : Environ 1 mm hors connecteur

Connecteur : Pression excentrée, snap standard

Capteur : Argent/Chlorure d'Argent, Ag/AgCl

Matériau : Ruban microporeux en fibre non tissée, mousse de polyuréthane

Composition : Gel liquide hautement conducteur

Utilisation : Usage unique

Durée d'application recommandée : Jusqu'à 48 h selon protocole et tolérance cutanée

Compatibilité : Câbles ECG snap standard

Imagerie : Non radiotransparent, non compatible IRM

Pièces de rechange : Aucune

Conditionnement : Boîte de 500

Validité : Jusqu'à 24 mois sachet scellé, 1 mois après ouverture selon conditions de stockage

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe I

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe I

Marquage : CE

Fabricant : Ambu

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, les câbles pour ecg assurent le raccordement au moniteur. Les papiers pour ecg facilitent l'impression des tracés, tandis que le gel échographique peut accompagner d'autres examens réalisés au cabinet.

JJ/26