

# ÉLECTRODE ECG WHITESENSOR WS GEL SOLIDE AMBU - boîte de 600

Référence 00421



Prix du produit :

**32,50 € taxe inclu**

Description brève du produit :

L'**électrode ECG WhiteSensor WS AMBU** est adaptée aux enregistrements de courte et moyenne durée grâce à son gel solide conducteur, son capteur Ag/AgCl et son support mousse souple. Format **36 x 40 mm**, surface adhésive **857 mm<sup>2</sup>**, conditionnement **boîte de 600**.

CE • Classe I • Gel solide hautement conducteur • Boîte de 600

Description du produit :

**WhiteSensor WS, électrode ECG pour examens courts à moyens**

Cette électrode ECG **Ambu WhiteSensor WS** est destinée aux enregistrements de **courte et moyenne durée**. Son gel solide associé à un capteur Ag/AgCl aide à obtenir un signal exploitable rapidement, pour les ECG réalisés en routine.

Son support externe en mousse de polyéthylène apporte de la souplesse à la pose et un bon confort pendant l'examen. Son niveau d'adhésivité favorise le maintien de l'électrode lors des contrôles et monitorages standards.

Avec ses dimensions de **36 x 40 mm** et sa surface adhésive de **857 mm<sup>2</sup>**, elle répond aux besoins courants des examens ECG. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, centres de cardiologie et infirmiers réalisant des ECG standard.

**Points forts**

- **Gel solide hautement conducteur** : contribue à une transmission régulière du signal et accompagne la qualité d'enregistrement dès la mise en place.
- **Capteur Ag/AgCl** : matériau de référence pour les tracés ECG, utilisé pour obtenir une lecture claire et homogène.
- **Adhésivité élevée** : aide l'électrode à rester correctement positionnée pendant les examens de courte et moyenne durée.
- **Support mousse flexible** : facilite la manipulation et améliore le confort d'utilisation au fil des examens.
- **Boîte de 600** : conditionnement adapté aux structures effectuant des volumes réguliers d'ECG et souhaitant rationaliser leurs consommables.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrode ECG

**Modèle** : WhiteSensor WS

**Marque** : Ambu

**Fabricant** : Ambu

**Dimensions** : 36 x 40 mm

**Surface adhésive** : 857 mm<sup>2</sup>

**Matériau du capteur** : Argent / Chlorure d'argent (Ag/AgCl)

**Nature du gel** : Gel solide

**Support** : Mousse de polyéthylène (PE)

**Utilisation** : Usage unique

**Destination** : ECG de courte et moyenne durée

**Conditionnement** : Boîte de 600

**Lot** : Cartes de 10 électrodes

**Pièces de rechange** : Aucune

## Normes & sécurité

**Classe** : Dispositif médical de classe I

**Marquage** : CE

**Fabricant** : Ambu

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre poste d'examen, les câbles pour ECG participent à la continuité des enregistrements. En impression papier, les papiers pour ECG restent indispensables, tandis que le gel échographique accompagne d'autres explorations réalisées au cabinet ou en service.