

AMBU WHITESENSOR 0415M ÉLECTRODE ECG 12 DÉRIVATIONS AMBU - boîte de 500

Référence 00425



Prix du produit :

17,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **Ambu WhiteSensor 0415M AMBU** est une **électrode ECG à gel solide** pensée pour les enregistrements 12 dérivations, avec support mousse souple et adhésif fiable pour une pose maîtrisée. Son format en **boîte de 500** et son usage **unique** répondent aux besoins des services réalisant des ECG en série.

CE • Classe I • Gel solide • Boîte de 500

Description du produit :

Ambu WhiteSensor 0415M, électrode ECG fiable en routine

Cette électrode ECG moyenne est conçue pour les examens à 12 dérivations nécessitant une pose simple et un contact cutané constant. La **Ambu WhiteSensor 0415M AMBU** associe un **gel solide**, un support en mousse flexible et une adhésion efficace pour accompagner les usages quotidiens. Idéal pour cabinets médicaux, services de cardiologie, urgences, cliniques et hôpitaux.

Pour les ECG de routine, limiter les reprises de positionnement aide à fluidifier l'examen. Sa languette en queue de poisson améliore la préhension et contribue à réduire les décollements lors des manipulations de câbles.

Sa conception radiotransparente facilite son emploi dans les environnements où des examens aux rayons X peuvent être réalisés. Cette électrode est **sans latex**, **sans PVC** et prévue pour un **usage unique**.

Points forts

- **Gel solide** : participe à une captation régulière du signal pour les enregistrements ECG à **12 dérivations** et favorise une lecture stable.
- **Adhésion cutanée fiable** : maintient l'électrode en place pendant l'examen tout en restant adaptée au contact avec la peau.
- **Languette en queue de poisson** : facilite la manipulation à la pose et aide à limiter les soulèvements quand les fils sont sollicités.
- **Radiotransparente** : convient aux contextes d'utilisation intégrant des examens radiologiques sans retrait systématique.
- **Support mousse flexible** : épouse plus facilement la zone d'application et simplifie le geste en pratique courante.
- **Conditionnement de 500** : format adapté aux établissements et cabinets réalisant de nombreux ECG et souhaitant organiser leur stock.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrode ECG

Modèle : WhiteSensor 0415M

Marque : AMBU

Utilisation : Usage unique

Destination : ECG à 12 dérivations

Taille : Moyenne

Nature du gel : Gel solide

Support : Mousse flexible

Matériau du capteur : Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)

Caractéristique : Languette en queue de poisson

Radiologie : Radiotransparente

IRM : Compatible sous conditions fabricant

Composition : Sans latex, sans PVC

Conditionnement : Carte de 10 pièces, boîte de 500

Pièces de rechange : Aucune

Fabricant : Ambu

Normes & sécurité

Classe : DM I

Marquage : CE

Fabricant : Ambu

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement autour de l'examen cardiaque, les câbles & accessoires pour ECG facilitent les raccordements au quotidien. Le gel échographique accompagne les explorations associées, tandis que les papiers pour ECG servent à l'édition lisible des tracés.

JJ/26