

Protection de sonde échographique stérile en latex non lubrifié - Boîte de 100

Référence 10001



Prix du produit :

38,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Protection de sonde échographique stérile en latex naturel destinée aux examens transvaginaux et transrectaux. Conçue pour préserver la qualité de l'image tout en limitant les risques de contamination croisée.

Stérilisation gamma • **Latex naturel** non lubrifié • **Marquage CE** • **Boîte de 100 protections**

Description du produit :

Protection de sonde échographique stérile Soft, le must hygiénique pour l'imagerie médicale

La **protection de sonde** stérile Soft est spécialement conçue pour assurer une barrière de protection efficace lors des examens échographiques, notamment lors d'examens transvaginaux et transrectaux.

Fabriquée en latex naturel à surface lisse, cette protection de sonde garantit une excellente élasticité et une résistance optimale tout en assurant une qualité d'image échographique préservée. Sa conception non lubrifiée et sans spermicide évite toute altération de l'image ou interférence avec les examens d'imagerie.

Stérile et à usage unique, elle permet de réduire les risques de contamination croisée entre patients et praticiens. Elle contribue également à protéger les sondes échographiques thermosensibles non autoclavables, limitant ainsi l'usure du matériel liée aux procédures de désinfection répétées.

Utilisée dans les services d'imagerie médicale, cabinets de radiologie ou structures hospitalières, cette gaine de protection constitue un élément essentiel des protocoles d'hygiène lors des examens par ultrasons.

Points forts

- **Protection contre les contaminations croisées** : barrière stérile permettant de limiter la transmission d'agents infectieux entre patients et professionnels de santé lors des examens échographiques.
- **Préservation de la qualité d'image** : protection non lubrifiée et sans spermicide évitant toute déformation de l'image lors des examens par ultrasons.
- **Matériau souple et résistant** : latex naturel élastique offrant une excellente résistance mécanique et une bonne adaptation à la sonde.
- **Prolongation de la durée de vie des sondes** : limite l'exposition directe des sondes aux produits désinfectants et contribue à préserver les éléments thermosensibles.

Utilisation en imagerie médicale

Ces gaines de protection sont utilisées lors de nombreux examens diagnostiques tels que l'échographie transvaginale et transrectale, l'examen doppler et l'examen d'imagerie par ultrasons nécessitant une protection de la sonde. Leur utilisation permet de respecter les recommandations d'hygiène et de prévention des infections, notamment celles émises par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).

Compatibilité avec les gels échographiques

Les protections de sonde Soft sont non lubrifiées, leur utilisation requière donc l'utilisation de différents gels échographiques ou gels lubrifiants stériles à base d'eau.

Cela permet d'adapter le protocole d'examen selon les pratiques médicales et les besoins spécifiques de chaque établissement de santé, tout en garantissant une transmission optimale des ultrasons.

Caractéristiques techniques

Stérilisation : gamma

Matériau : En latex naturel de surface lisse

Lubrification : non lubrifiée

Longueur moyenne : 195 mm

Diamètre : 33 mm

Épaisseur : 0,08 mm

Conditionnement : Boîte de 100 unités

Normes et conformité : marquage CE selon la directive européenne 93/42/CEE, directive 93/42/CEE – Dispositif médical classe IIa, système qualité ISO 13485, norme de stérilisation ISO 11137

Marque : Soft

Fabricant : Laboratoire International de Diffusion (LID)

Matériau : latex naturel surface lisse

Stérilisation : rayonnement gamma

Fonctionnement : protection de sonde pour examen échographique

Utilisation : usage unique – ne pas réutiliser

Des produits complémentaires à votre protection de sonde

Pour garantir une hygiène optimale lors des examens échographiques, il est recommandé d'associer ces protections de sonde à des gels échographiques stériles, des désinfectants pour sondes médicales et des essuie-mains à usage unique.

L'utilisation de distributeurs de gel et de protocoles de désinfection adaptés contribue à renforcer la sécurité des examens et à limiter les risques de transmission d'agents infectieux dans les services d'imagerie médicale.

Mentions légales et avertissements

Fabricant : Karex Industries Sdn. Bhd. / Distribution Soft – Laboratoire International de Diffusion (LID)

Dispositif médical : oui

Certification : marquage CE – conforme à la directive européenne 93/42/CEE – classe IIa

Instructions : lire attentivement les informations figurant sur l'emballage avant utilisation.

Contre-indications : ne pas utiliser en cas d'allergie connue au latex naturel. Produit à usage unique. Ne pas réutiliser.