

OXYMÈTRE DE POULS OXYBLUE MESURE SPO? ET FRÉQUENCE CARDIAQUE MEDICLINIC - bleu

Référence 10002



Prix du produit :

9,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**oxymètre de pouls OXYBlue MEDICLINIC** permet un contrôle non invasif de la SpO₂ et de la fréquence cardiaque, avec affichage sur écran couleur et autonomie jusqu'à **20 heures**. Sa précision atteint $\pm 2 \%$ pour la saturation, dans un format compact adapté aux usages ponctuels en cabinet, en structure de soins ou en déplacement.

Classe IIb • CE 0123 • Normes IEC 60601, ISO 80601-2-61 • 2 piles AAA fournies

Description du produit :

Oxymètre de pouls OXYBlue, contrôle rapide et lisible

Cet oxymètre de pouls à doigt mesure de façon non invasive la **SpO₂** et la **fréquence cardiaque** en quelques secondes. Le **OXYBlue MEDICLINIC** combine un écran LCD couleur multi-affichage, une pince digitale compacte et une commande par bouton unique pour une utilisation immédiate. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, services d'urgence, EHPAD et établissements hospitaliers.

Son faible encombrement simplifie les contrôles ponctuels avant un examen clinique ou lors d'une surveillance brève. Alimenté par **2 piles AAA**, il se glisse facilement dans une mallette de visite ou sur un chariot de soins.

L'affichage couleur s'adapte au sens de lecture pour améliorer la consultation des valeurs.
L'extinction automatique après **8 secondes** sans signal aide à préserver l'autonomie au fil de la journée.

Points forts

- **Mesure de deux paramètres** : lecture de la saturation en oxygène et du pouls avec un seul dispositif, pratique pour les contrôles rapides en consultation.
- **Écran couleur multi-affichage** : visualisation plus confortable des données selon l'orientation choisie par l'utilisateur.
- **Format compact** : dimensions réduites et poids léger pour un transport facile entre cabinet, service de soins et déplacements extérieurs.
- **Prise en main simple** : mise en route et changement d'affichage via un bouton unique, pour un usage direct sans manipulation complexe.
- **Autonomie jusqu'à 20 heures** : fonctionnement sur **2 piles AAA** fournies, adapté aux besoins de terrain et aux usages répétés.
- **Arrêt automatique** : coupure après **8 secondes** sans signal afin de limiter la consommation d'énergie entre deux utilisations.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Type de produit : Oxymètre de pouls digital à doigt

Marque : MEDICLINIC

Fabricant : Contec Medical Systems Co. Ltd.

Dimensions : 60 x 32,5 x 30,5 mm

Poids Net : environ 50 g avec piles

Alimentation : 2 piles AAA 1,5 V fournies

Autonomie : jusqu'à 20 heures d'utilisation continue

Écran : LCD couleur multi-affichage, résolution 160 x 80

Plage de mesure SpO₂ : 0 % à 100 %

Précision SpO₂ : ± 2 % de 70 % à 100 %

Plage de mesure fréquence cardiaque : 30 à 250 bpm

Précision fréquence cardiaque : ± 2 bpm ou ± 2 %

Résolution fréquence cardiaque : 1 bpm

Plage de mesure PI : 0 % à 20 %

Fonctionnement : Électronique

Utilisation : Réutilisable, surveillance ponctuelle

Arrêt automatique : Après 8 secondes sans signal

Température d'utilisation : 5 °C à 40 °C

Température de stockage : -25 °C à 70 °C

Humidité de stockage : ? 93 % RH

Couleur : Bleu

Normes & sécurité

Classe : DM IIb

Norme : IEC 60601-1:2012, IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-1-6:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, ISO 80601-2-61:2017, IEC 62304:2015, ISO 13485

Marquage : CE 0123

Fabricant : Contec Medical Systems Co. Ltd.

Directive : 93/42/CEE, annexe II hors chapitre 4

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend l'oxymètre de pouls, **2 piles AAA**, une pochette de transport, une lanière et la notice d'utilisation.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour l'entretien courant, les lingettes désinfectantes sont utiles entre deux utilisateurs. Un tensiomètre électronique permet d'élargir le contrôle des constantes. Les accessoires pour oxymètre de pouls complètent l'équipement au quotidien.