


Tensiomètre électronique au bras Omron Complete - Fonction ECG intégrée

Référence 10005



Prix du produit :

179,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique** Omron Complete HEM-7530T-E3 est un dispositif 2-en-1 permettant de mesurer la pression artérielle et d'enregistrer un électrocardiogramme (ECG). Il offre une analyse rapide et précise de l'activité cardiovasculaire grâce à ses technologies avancées et sa connectivité avec l'application OMRON Connect.

Dispositif **2 en 1** (tension + ECG) • Visualisation sur téléphone **Bluetooth** • **Marquage CE** • **Garantie 5 ans**
<https://www.ld-medical.fr/stethoscope-littmann/2070-stethoscope-littmann-classic-3.html>

Description du produit :

Omron Complete, un tensiomètre avancé pour un suivi complet de la santé cardiovasculaire

Le [tensiomètre électronique](#) au bras Omron Complete HEM-7530T-E3 est un appareil médical permettant de mesurer la pression artérielle systolique et diastolique, la fréquence du pouls et l'activité électrique du cœur grâce à la fonction ECG intégrée. Ce dispositif combine ainsi deux examens essentiels dans un seul appareil afin de faciliter le dépistage et le suivi des troubles cardiovasculaires.

Grâce à sa technologie IntelliSense, le gonflage du brassard s'adapte automatiquement à l'utilisateur pour garantir une mesure confortable et fiable. Ainsi, le système peut notamment détecter la fibrillation auriculaire, la bradycardie, la tachycardie ou un rythme sinusal normal,

permettant un suivi cardiovasculaire simplifié et la transmission des résultats à un professionnel de santé.

Les résultats de tension artérielle et de pouls sont affichés directement sur l'écran du moniteur, tandis que l'enregistrement d'un électrocardiogramme à une dérivation peut être réalisé via un smartphone connecté par Bluetooth. L'application OMRON Connect permet d'enregistrer les mesures, de visualiser le tracé ECG et d'analyser automatiquement les données.

Compact et ergonomique, ce tensiomètre convient aussi bien à une utilisation en **cabinet médical**, en **établissement de santé** ou pour un **suivi à domicile** sous supervision médicale. Il est livré avec un brassard confortable adapté aux circonférences de bras de 22 à 42 cm.

Points forts

- **Dispositif 2-en-1 tension + ECG** : permet de mesurer la pression artérielle et d'enregistrer un électrocardiogramme avec un seul appareil afin d'obtenir une vision plus complète de la santé cardiovasculaire.
- **Technologie IntelliSense** : gonflage automatique et intelligent du brassard, adapté à chaque utilisateur pour une mesure rapide, confortable et précise sans réglage préalable.
- **Analyse cardiaque avancée** : détection automatique des rythmes cardiaques irréguliers, de l'hypertension et des mouvements du corps pouvant altérer la mesure.
- **Application mobile OMRON Connect** : visualisation complète des résultats des mesures prise, grâce à la connexion Bluetooth.
- **Triple affichage clair** : affichage direct de la pression systolique, de la pression diastolique et du pouls sur l'écran du tensiomètre pour une lecture immédiate.

Facilité d'utilisation et destination du produit

Le tensiomètre Omron Complete HEM-7530T-E3 est conçu pour offrir une utilisation simple et intuitive. Le brassard s'installe facilement autour du bras et la mesure se lance automatiquement grâce au système de gonflage intelligent. L'écran LCD de l'appareil permet une lecture immédiate des résultats, tandis que les ECG sont visibles sur le smartphone. La connexion Bluetooth simplifie l'enregistrement et l'analyse des données sur smartphone.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux **professionnels de santé (cabinets médicaux, structures de soins, services hospitaliers)** ainsi qu'au **suivi à domicile** des patients nécessitant une surveillance régulière de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Sa combinaison tensiomètre et ECG en fait un outil pratique pour le dépistage et le suivi des pathologies cardiovasculaires.

Caractéristiques techniques

Dimensions du moniteur : 232 × 98 × 123 mm

Poids du moniteur : 550 g (sans piles)

Circonférence du brassard : 22 – 42 cm

Marque : Omron

Mémoire : 90 mesures de pression artérielle

Bluetooth : oui

Affichage : systole, diastole, pouls

Méthode de mesure : oscillométrique

Précision tension : ± 3 mmHg

Précision pouls : ± 5 %

Plage de mesure tension : 0 – 299 mmHg

Plage de mesure pouls : 40 – 215 bpm

Alimentation : 4 piles AA (fournies)

Fonction ECG : 1 dérivation

Fonctionnement : électronique

Utilisation : réutilisable

Garantie : 3 ans (moniteur), 1 an (accessoires)

Contenu du coffret : moniteur tensiomètre, brassard adulte 22-42 cm, 4 piles AA, housse de rangement, manuel d'utilisation, carnet de suivi de tension artérielle

Des produits complémentaires à votre tensiomètre

Pour compléter l'utilisation de votre tensiomètre Omron Complete, vous pouvez associer ce dispositif à différents équipements de suivi cardiovasculaire. Les [oxymètres de pouls](#) permettent par exemple de contrôler la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque lors du suivi des patients. L'utilisation de [stéthoscopes médicaux](#) ou de tensiomètres supplémentaires pour différents postes de soins peut également faciliter la prise de constantes en cabinet ou en établissement de santé.

Mentions légales et avertissements

Fabricant : Omron Healthcare

Dispositif médical : classe IIa

Certification : marquage CE

Destination : appareil de mesure et d'enregistrement de la tension artérielle et de l'activité électrique du cœur

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation

Contre-indications : en cas de doute ou de résultat anormal, consulter un professionnel de santé.