

Electrodes ECG Ambu BlueSensor M-00-S/50 - 1000 unités

Référence 00038

Prix du produit :

199,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Électrode ECG jetable conçue pour les examens de courte et moyenne durée, l'Ambu® BlueSensor M associe gel liquide hautement conducteur, adhésivité maximale et support imperméable afin d'assurer une qualité de signal optimale en environnement médical.

Gel **liquide** **conducteur** •
Adhésivité maximale • Vendus par **1000 unités** (50 sachets de 20 unités)

Description du produit :

L'électrode Ambu® BlueSensor M, l'indispensable pour des enregistrements ECG fiables et confortables

Pensée pour les professionnels de santé, **l'électrode Ambu® BlueSensor M-00-S/50** permet d'obtenir un signal ECG de haute qualité grâce à son gel liquide hautement conducteur et à son capteur en argent / chlorure d'argent (Ag/AgCl). Elle convient particulièrement aux examens de courte et de moyenne durée, lorsque la stabilité du signal et la rapidité de pose sont essentielles.

Sa forte adhésivité garantit un bon maintien pendant l'examen, tandis que son support en mousse souple contribue au confort du patient. Son support imperméable forme également une barrière efficace contre l'écoulement des fluides, ce qui en fait une solution pratique et fiable pour les environnements médicaux exigeants.

Points forts

- **Gel liquide hautement conducteur** : favorise une transmission de signal claire et stable pour des enregistrements ECG de qualité.
- **Adhésivité maximale** : assure un maintien efficace de l'électrode pendant l'examen et limite les risques de décollement.
- **Capteur Ag/AgCl de haute qualité** : contribue à la fiabilité des données recueillies et à la performance de l'enregistrement.
- **Support en mousse souple et imperméable** : améliore le confort du patient tout en protégeant contre l'écoulement des fluides.
- **Format compact** : facilite le positionnement, y compris dans les zones où la pose doit rester précise et rapide.

Conçue pour les examens ECG de routine

L'Ambu® BlueSensor M est adaptée aux enregistrements de courte et moyenne durée réalisés en cabinet, en service de soins ou en établissement de santé. Sa combinaison entre confort, adhérence et qualité de signal en fait une électrode particulièrement appréciée pour les examens ECG courants.

Caractéristiques techniques :

Type : électrode ECG jetable

Marque : Ambu®

Modèle : BlueSensor M-00-S/50

Gel : liquide

Capteur : Argent / Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)

Support externe : mousse de polyuréthane (PUR)

Matériau du support externe : film polychlorure de vinyle (PVC)

Dimensions : 40,8 x 34 mm

Surface adhésive : 754 mm²

Connecteur : excentré

Conditionnement : 20 boîtes de 50 électrodes

Utilisation : usage unique

Compatibilité radiologique : non radiotransparent et non compatible avec l'IRM

Des produits complémentaires à vos électrodes ECG

Pour compléter votre équipement de diagnostic, découvrez également notre sélection de [tensiomètre](#), [stéthoscopes](#) et [solutions désinfectantes pour dispositifs médicaux](#). Ces produits complémentaires permettent d'optimiser l'organisation des examens, l'entretien du matériel et la prise en charge du patient au quotidien.

Avertissements

Instructions : utiliser conformément aux recommandations du fabricant et aux protocoles en vigueur.

Contre-indications : ne pas utiliser en environnement IRM ; produit non radiotransparent.

