

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ - Edition spéciale

Référence 05396



Prix du produit :

115,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le nouveau [stéthoscope 3M™](#) Littmann® Classic III™ avec deux membranes double fréquence adaptées aux enfants et aux adultes. Possibilité de personnaliser le pavillon. 11 coloris spéciaux disponibles.

Description du produit :

Le stéthoscope classic III remplaçant du classic II : la nouvelle référence pour l'examen des adultes ET des enfants !

Dernière génération de [stéthoscope 3M](#), le Classic III™ vous permettra d'améliorer votre expérience d'auscultation en vous assurant un diagnostic fiable. Particulièrement apprécié par les étudiants en médecine et par les [vétérinaires](#) (pour l'examen des petits et grands animaux)



Offert !



Achetez un stéthoscope 3M Littmann et accédez gratuitement à notre application d'apprentissage interactif !






Entendez mieux. Apprenez mieux.

L'application vous permet de :

- développer vos compétences diagnostiques à l'aide de scénarios d'auscultation
- écouter des sons cardiaques et pulmonaires réels pour identifier différentes pathologies
- suivre vos progrès et tester vos connaissances.

BONUS : Contenu PREMIUM accessible avec le numéro gravé sur le pavillon de votre stéthoscope.

Destiné à remplacer le [stéthoscope Classic II S.E. Adulte](#) et le [stéthoscope Classic II Pédiatrique](#), ce nouveau stéthoscope est adapté aussi bien pour les adultes que les enfants. Il suffit de le retourner.



Il dispose de **deux membranes double fréquence** adaptées aux enfants et aux adultes, pour écouter les basses et les hautes fréquences, par simple pression. Le côté pédiatrique du pavillon se convertit en cloche traditionnelle en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.

Les membranes sont en une seule pièce et sont donc très faciles à nettoyer grâce à une surface lisse et sans aspérité.

Une durée de vie allongée...

Le **stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™** a une plus longue durée de vie grâce à sa tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool désinfectant. Mais elle reste sans latex naturel, ni phtalate ajouté.

Ce stéthoscope procure une haute qualité acoustique lors des examens cliniques, ce qui permet

d'assurer un diagnostic précis.

Longueur totale : 69 cm.

Poids du stéthoscope : 150 g.

Garantie 5 ans.

Tableau comparatif des stéthoscopes 3M Littmann



Choisissez le stéthoscope Littmann® qui vous correspond le mieux !

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® vous offrent de très bonnes performances acoustiques, de qualité élevée et constante ainsi qu'une valeur ajoutée exceptionnelle. Presque tous les stéthoscopes Littmann® utilisent la technologie de la membrane double fréquence, une invention 3M qui vous donne la capacité d'entendre différents sons de hautes et basses fréquences sans tourner le pavillon ni changer de foyer d'auscultation.

Expérimentez le pouvoir de la membrane double fréquence :



PRESSION LÉGÈRE :
Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences.



PRESSION FERME :
Exercez une pression ferme sur le pavillon pour entendre les sons de hautes fréquences.

Infirmiers		"Classic"				"Cardiology"			Electronique			
6	Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.	7-8	Fiable, outil d'examen clinique et de surveillance du patient.				9-10	Conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Garantissent une qualité acoustique exceptionnelle afin de fournir le meilleur diagnostic possible.			10+	Auscultation de haute précision. Capacité d'écoute améliorée grâce à l'amplification et la réduction des bruits ambiants.
Performance Acoustique		Performance Acoustique		Performance Acoustique		Performance Acoustique			Performance Acoustique			
DISPONIBLE MAINTENANT		DISPONIBLE MAINTENANT		DISPONIBLE MAINTENANT		DISPONIBLE MAINTENANT		DISPONIBLE MAINTENANT		DISPONIBLE MAINTENANT		
Stéthoscope Lightweight II S.E.	Stéthoscope Select	Stéthoscope Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Classic II S.E.	Stéthoscope Classic III™	Stéthoscope Master Classic II™	Stéthoscope Cardiology III™	Stéthoscope Cardiology IV™	Stéthoscope Master Cardiology™	Stéthoscope Electronique Modèle 3100	Stéthoscope Electronique Modèle 3200		
Double pavillon ovaloid 118 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 54 mm	Simple pavillon 120 grammes Membrane double fréquence Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 105 grammes Garantie 3 ans Pavillon : Pédiatrique Dia. 25-33 mm Nouveau-né Dia. 19-27 mm	Double pavillon 135 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 150 grammes Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte : Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 160 grammes Membrane double fréquence Garantie 3 ans Pavillon : Dia. 44 mm	Double pavillon 180 grammes Deux membranes double fréquence Double tubulure Garantie 5 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Double pavillon 177 grammes Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Côté adulte Dia. 43 mm Côté pédiatrique : Dia. 33 mm	Simple pavillon 185 grammes Membrane double fréquence Double tubulure Garantie 7 ans Pavillon : Dia. 51 mm	185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm	Connexion par technologie Bluetooth® Enregistrement et re-écoute 185 grammes Garantie 2 ans Pavillon : Dia. 51 mm		

Pour en savoir plus et pour avoir une meilleure vision du produit, visionnez la [vidéo de présentation du stéthoscope Littmann Classic III.](#)

Vidéo 360°

Vous pouvez télécharger la [fiche technique sur le stéthoscope Littmann Classic III](#).



Dispositif médical de Classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. [Voir les mentions légales](#)

Spécial étudiants !

[Consultez notre brochure en ligne : pourquoi acheter un stéthoscope Litmann quand on est étudiant ?](#)

Vous êtes étudiants, vous souhaitez devenir médecins, kinésithérapeutes, osthéopathes, sage-femmes... Le stéthoscope fait partie de votre liste de fournitures... Cette brochure vous détaille pourquoi il est important de vous équiper avec un stéthoscope de qualité, solide, qui pourra traverser les années.

Personnalisez votre matériel médical grâce à la gravure au laser !



EXEMPLES DE GRAVURES LASER SUR VOTRE MATÉRIEL MÉDICAL

Produits complémentaires à votre stéthoscope:

[Réf. 05068 - Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes pour le nettoyage de votre stéthoscope.](#)

[Réf. 05807 - Kit pièces détachées pour stéthoscope Classic III Littmann](#)

[Accessoires et pièces détachées pour stéthoscopes Littmann](#)

[Option gravure laser pour rendre unique votre stéthoscope.](#)

Garantie 5 ans. CE.

ATTENTION ! La garantie fonctionne sur un article gravé mais celui-ci ne pourra être ni repris ni échangé !

Nous sommes certifiés par 3M LITTMANN et autorisés à graver les stéthoscopes : [téléchargez l'autorisation de 3M LITTMANN](#)