


ÉLECTRODES 50 x 50 MM AVEC SNAP CARRÉES DURA-STICK PLUS - Sachet de 4

Référence -



Prix du produit :

4,39 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **électrodes carrées Dura-Stick Plus** avec snap s'utilisent avec un stimulateur neuromusculaire.

Ces électrodes tiennent 40 séances. 50 x 50 mm, sachet de 4.

Description du produit :

Électrodes carrées Dura-Stick Plus avec snap.

Très économiques, permettent une utilisation personnalisée pour une vingtaine de séances.

- Composition : film textile blanc non lavable (dessus).
- Micro-tissage de fils métal.
- Gel multistick (dessous).
- Hypoallergénique.
- Dimensions: 50mm X 50mm (sachet de 4) Carré
- Snap

CE.