

CHARIOT POUR MONITEUR SIGNES VITAUX MED 900 - 4 PARAMETRES

Référence 00076

Prix du produit :

189,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

De qualité et pratique ce **chariot pour moniteur de signes vitaux** offre une excellente mobilité et un rangement optimal grâce à son panier, garantissant ainsi une efficacité maximale lors des soins.

Description du produit :

Un chariot pour moniteur de signes vitaux conçu pour le médical

Idéal pour les **environnements médicaux** comme les cliniques ou les hopitaux il permet de transporter facilement le matériel nécessaire tout en optimisant l'espace de travail. Sa conception robuste assure une durabilité à long terme, même dans des conditions d'utilisation intensives.

Dimensions :

- Hauteur totale : 114 cm ou 144 cm lorsqu'il est déplié
- Largeur : 45 cm
- Longueur : 51 cm
- Roulettes : Diamètre 75 mm, hauteur 10 cm
- Panier : Largeur 23 cm x Profondeur 22 cm x Longueur 33 cm