

MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN EUROFLY STÉRILE EUROMEDIS - boîte de 100

Référence 00077

Prix du produit :

10,88 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **microperfuseur épicroânien Eurofly Euromedis** associe une conception **Stérile** à usage unique, une tubulure PVC de **30 cm** et une aiguille inox de **20 mm** pour les injections intraveineuses et les prélèvements sanguins. Le repérage par code couleur simplifie le choix du calibre. Existe en plusieurs modèles.

Stérile • CE • Usage unique • Boîte de 100

Description du produit :

Microperfuseur épicroânien Eurofly, stérile et maniable

Ce microperfuseur épicroânien **Microperfuseur épicroânien Eurofly Euromedis** est destiné aux injections intraveineuses ainsi qu'aux prélèvements sanguins. Stérile et à usage unique, il intègre une tubulure en PVC de **30 cm** et une aiguille en acier inoxydable de **20 mm**.

Son système de code couleur permet de distinguer rapidement le diamètre souhaité au moment de la préparation. Le raccord compatible Luer facilite l'association avec les dispositifs munis d'un connecteur compatible.

Idéal pour les cabinets médicaux, laboratoires, services hospitaliers, centres de prélèvement et infirmiers libéraux. Il convient aux organisations de soins qui recherchent un matériel simple à préparer au quotidien.

Points forts

- **Dispositif stérile à usage unique** : prêt à l'emploi, il s'intègre facilement aux protocoles nécessitant un matériel non réutilisable.
- **Identification visuelle par couleur** : chaque diamètre se repère plus vite, ce qui facilite la préparation lorsque plusieurs calibres sont disponibles.
- **Tubulure en PVC de 30 cm** : cette longueur offre une manipulation aisée lors du raccordement et pendant l'utilisation.
- **Aiguille inox de 20 mm** : sa conception en acier inoxydable répond aux besoins de précision pour les injections intraveineuses et prélèvements sanguins.
- **Connexion compatible Luer** : l'assemblage avec des dispositifs équipés d'un connecteur compatible est rapide et pratique.
- **Boîte de 100 pièces** : un conditionnement adapté aux besoins réguliers des postes de soins, laboratoires et services hospitaliers.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Microperfuseur épicroânien

Marque : Euromedis

Gamme : Eurofly

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oui

Matériau : PVC et acier inoxydable

Dimensions : Aiguille 20 mm, tubulure 30 cm

Formats disponibles : 25 G 20 x 0,5 mm orange, 23 G 20 x 0,6 mm bleu, 22 G 20 x 0,7 mm noir, 21 G 20 x 0,8 mm vert, 20 G 20 x 0,9 mm jaune

Fonctionnement : Manuel

Conditionnement : Lot de 100 pièces

Emballage : Boîte de 100 microperfuseurs

Garantie : 2 ans

Modèles : 23 G - 20 x 0,6 mm - Bleu ; 22 G - 20 x 0,7 mm - Noir ; 21 G - 20 x 0,8 mm - Vert ; 20 G - 20 x 0,9 mm - Jaune ; 25 G - 20 x 0,5 mm - Orange

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter le geste, les seringues s'intègrent naturellement à la préparation des injections. Après utilisation, les compresses et les collecteurs d'aiguilles participent à l'organisation du soin et à l'élimination immédiate du matériel piquant.