

MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN EUROFLY

Référence 00077

Prix du produit :

10,88 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **microperfuseurs épicroâniens Eurofly** permettent aux professionnels de santé d'effectuer des injections intraveineuses ainsi que des prélèvements sanguins avec efficacité

Description du produit :

Stériles et à usage unique, ces **microperfuseurs** sont adaptables sur tous les dispositifs ayant un connecteur compatible Lueur.

Grâce à leur code couleur, les différents diamètres de ces microperfuseurs sont facilement identifiables.

Composé d'une **tubulure en PVC de 30 cm**, d'une embase avec obturateur, ainsi que d'une aiguille en acier inoxydable de 20 mm, ce microperfuseur bénéficie d'une pénétration facilitée.

Caractéristiques :

- Stérile et à usage unique
- Code couleur distinct pour chaque diamètre
- Tubulure en PVC de 30 cm
- Aiguille en acier inoxydable de 20 mm

Dimensions :

- 25 G - 20 x 0,5 mm - Orange
- 23 G - 20 x 0,6 mm - Bleu
- 22 G - 20 x 0,7 mm - Noir
- 21 G - 20 x 0,8 mm - Vert

- 20 G - 20 x 0,9 mm – Jaune

Boîte de 100 microperfuseurs. CE.