

CRYOTHÉRAPIE HISTOFREEZER SYSTÈME PORTATIF POUR VERRUES - kit

Référence 00083



Prix du produit :

59,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La cryothérapie Histofreezer est une solution portative conçue pour la congélation localisée des verrues et lésions cutanées bénignes, avec une température d'action pouvant atteindre **-57 °C**. Le coffret réunit aérosol, applicateurs à **usage unique** et notice pour un usage professionnel. Existe en plusieurs modèles.

CE • Usage Professionnel • Température d'action **-57 °C** • Applicateurs à Usage Unique

Description du produit :

Cryothérapie Histofreezer, système portatif pour verrues

Ce dispositif de cryothérapie pour verrues est conçu pour réaliser une congélation ciblée directement au cabinet. La **cryothérapie Histofreezer** fonctionne avec une température d'action de **-57 °C** pour les verrues et les lésions cutanées bénignes de petite taille.

Le kit contient un aérosol, des applicateurs adaptés au diamètre de la zone à traiter et une notice d'utilisation. Les applicateurs étant à **usage unique**, l'organisation du soin reste simple et pratique en consultation.

Son format portatif convient aux actes rapides réalisés au fauteuil ou sur table d'examen. Idéal pour médecins généralistes, dermatologues, podologues, cabinets médicaux et structures paramédicales.

Points forts

- **Action localisée par le froid** : permet de cibler précisément les verrues et lésions cutanées bénignes lors du geste professionnel.
- **Température d'action jusqu'à -57 °C** : favorise une mise en oeuvre rapide en consultation, dans un protocole court.
- **Système portatif** : se transporte et se manipule facilement au cabinet pour enchaîner les soins avec souplesse.
- **Applicateurs à usage unique** : simplifient la préparation entre deux patients et accompagnent une pratique organisée.
- **Coffret prêt à l'emploi** : comprend l'aérosol, les applicateurs et la notice pour une utilisation immédiate par un professionnel formé.
- **Sans CFC** : formulation annoncée sans CFC et ne détruisant pas la couche d'ozone.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Système de cryothérapie portatif

Utilisation : Usage professionnel

Indications : Verrues et lésions cutanées bénignes

Température d'action : -57 °C

Refroidissement : Température atteinte en 15 secondes selon versions documentées

Composition : Mélange de diméthyléther, propane et isobutane

Utilisation des applicateurs : Usage unique

Formats disponibles : 2 aérosols de 80 ml + 50 applicateurs de 5 mm ou 60 applicateurs de 2 mm

Conditionnement : Coffret complet avec notice

Couleur : Non précisée

Marque : Histofreezer

Classe DM/EPI : Dispositif médical de classe 2A

Garantie : 2 ans

Modèles : Coffret, 2 mm ; Coffret, 5 mm

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical de classe 2A

Marquage : CE

Fabricant : Histofreezer

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le coffret inclut des aérosols Histofreezer, des applicateurs selon la version sélectionnée en 2 mm ou 5 mm, ainsi qu'une notice explicative.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le soin, les sparadraps médicaux facilitent la fixation d'une protection si besoin. Les pansements médicaux permettent de couvrir proprement une zone sensible. Pendant la préparation, les gants latex accompagnent les manipulations au cabinet.