

# SERINGUES TUBERCULINE 3 CORPS 1 ML STÉRILES PIC - boîte de 100

Référence 00085

Prix du produit :

**9,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **seringues tuberculine 3 corps 1 ml PIC** conviennent aux manipulations de faible volume grâce à leur capacité de **1 ml**, leur fût transparent et leur graduation nette. **Stériles** et sans latex, elles apportent un bon confort de préparation pour les usages quotidiens.

Stérile • CE • Sans latex • Boîte de 100

Description du produit :

Seringues tuberculine 1 ml PIC, pour dosages minutieux

Ces seringues à tuberculines sont conçues pour les préparations nécessitant un faible volume et une lecture claire du remplissage. Les **seringues tuberculine 3 corps 1 ml PIC** disposent d'un corps transparent, d'une graduation visible et d'une capacité de **1 ml**.

Le montage 3 corps avec piston caoutchouc à triple contact favorise un coulissement régulier lors de l'utilisation. Le format est pratique pour garder un bon contrôle visuel pendant la préparation et l'administration.

Chaque seringue est stérile et présentée sous blister pour une mise en service simple. Idéal pour cabinets médicaux, centres de vaccination, services hospitaliers, infirmiers libéraux et laboratoires.

Points forts

- **Capacité 1 ml** : format adapté aux très petits volumes, avec une lecture plus précise pour les préparations nécessitant de la finesse.
- **Structure 3 corps** : l'association cylindre, piston et joint contribue à un maniement stable et à un déplacement fluide du piston.
- **Piston à triple contact** : améliore la régularité du coulissement et apporte un usage plus confortable au quotidien.
- **Polypropylène haute transparence** : facilite l'observation du liquide et le repérage des graduations pendant la préparation.
- **Sans latex** : aide à réduire l'exposition à cette matière dans les environnements de soins et simplifie le choix du consommable.
- **Conditionnement sous blister** : permet une organisation pratique du stock et une disponibilité rapide avant utilisation.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Seringue tuberculine 3 corps

**Capacité** : 1 ml

**Cône** : Centré

**Matériau** : Polypropylène haute transparence

**Composition** : Piston caoutchouc à triple contact

**Utilisation** : Usage unique

**Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

**Conditionnement** : Boîte de 100 seringues sous blister

**Sans latex** : Oui

**Fabrication** : Italie

**Marque** : PIC

**EAN** : 8058090000983

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation, les aiguilles permettent d'adapter le matériel à la voie d'administration. Avant le geste, l'alcool médical participe à la préparation de la zone. Après usage, les collecteurs d'aiguilles facilitent une élimination immédiate du dispositif.

