

SERINGUES 3 CORPS MONTÉES 10 ML AVEC AIGUILLE PIC - boîte de 100

Référence 00086

Prix du produit :

13,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **seringues 3 corps montées 10 ml PIC** réunissent un format **stérile** prêt à l'usage, une aiguille **40 x 8/10 mm** et un corps haute transparence pour un repérage visuel rapide. Une solution pratique pour les actes courants d'injection et de prélèvement.

CE • Stérile • Aiguille montée 40 x 8/10 mm •
Boîte de 100

Description du produit :

Seringues 3 corps montées 10 ml, usage immédiat

Ces seringues 3 corps **PIC** en **10 ml** sont fournies avec aiguille montée pour une préparation simplifiée avant le soin. Leur présentation **stérile** permet une mise en œuvre rapide dans les usages courants.

Le corps en polypropylène haute transparence améliore la lecture du contenu et de la graduation pendant la manipulation. Le piston en caoutchouc à triple contact favorise une course régulière, tandis que le cône centré s'adapte aux gestes habituels de prélèvement ou d'injection.

Ce format prêt à l'emploi convient aux organisations de soins qui recherchent simplicité et régularité d'utilisation. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, EHPAD et services hospitaliers.

Points forts

- **Présentation stérile** : stérilisation à l'oxyde d'éthylène pour disposer d'un dispositif prêt à être utilisé dès l'ouverture.
- **Aiguille déjà montée** : format **40 x 8/10 mm** intégré pour limiter les manipulations de préparation avant le geste.
- **Piston triple contact** : composant en caoutchouc conçu pour offrir une progression fluide et un contrôle plus constant.
- **Corps transparent** : polypropylène haute transparence utile pour visualiser le liquide et suivre la graduation avec davantage de confort.
- **Cône centré** : configuration adaptée aux pratiques courantes en environnement médical et paramédical.
- **Conditionnement de 100** : boîte pensée pour les besoins récurrents des structures de soins et des postes de préparation.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Seringue 3 corps montée avec aiguille

Capacité : 10 ml

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Utilisation : Usage unique

Aiguille : 40 x 8/10 mm

Embout : Cône centré

Matériau : Polypropylène haute transparence

Piston : Caoutchouc à triple contact

Graduation : Très bonne visibilité

Conditionnement : Boîte de 100 seringues

Fabrication : Italie

Marque : PIC

EAN : 8058090007852

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement du poste de soin, pensez aux aiguilles selon les besoins de

pratique. L'alcool médical s'intègre à la préparation du geste, tandis que les collecteurs d'aiguilles facilitent l'élimination après usage.