

SET DE BIOPSIE STÉRILE À USAGE UNIQUE MEDICLINIC - boîte de 5 sets

Référence 00087



Prix du produit :

11,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **set de biopsie MEDICLINIC** propose une solution **Stérile** et à usage unique pour disposer immédiatement du matériel nécessaire au geste. Présenté en **boîte de 5 sets**, chaque ensemble comprend **10 composants** pour une préparation plus fluide du poste de soin.

Stérile • CE • Usage unique • Boîte de 5 sets

Description du produit :

Set de biopsie MEDICLINIC, organisation immédiate du geste

Ce set de biopsie **MEDICLINIC** stérile à usage unique rassemble en un seul conditionnement les éléments utiles à la réalisation du prélèvement. Présenté en **boîte de 5 sets**, il permet de préparer rapidement l'acte tout en réduisant la multiplication des références à ouvrir.

Chaque blister rigide stérile renferme **10 composants**, dont des compresses non tissées, un porte-aiguille, une pince micro Adson avec griffes, un bistouri n°15, un champ de soin fenêtré et des ciseaux pointus. Cette composition aide à structurer le poste de soin en cabinet comme en environnement de petite chirurgie.

La **stérilisation à l'oxyde d'éthylène** associée au conditionnement individuel favorise une mise à disposition simple avant utilisation. Idéal pour cabinets médicaux, dermatologues, chirurgiens, services ambulatoires et infirmiers réalisant des biopsies ou petits gestes techniques.

Points forts

- **Ensemble prêt à l'emploi** : les 10 éléments nécessaires sont réunis dans un même set, ce qui facilite la préparation du matériel avant le geste.
- **Conditionnement stérile** : chaque unité est placée sous blister rigide stérile avec une **stérilisation à l'oxyde d'éthylène** clairement indiquée.
- **Usage unique** : ce format convient aux organisations souhaitant un dispositif à ouvrir directement, sans étape de retraitement.
- **Composition adaptée** : compresses, instrumentation, bistouri et champ fenêtré permettent de disposer d'un ensemble cohérent pour la préparation et la manipulation.
- **Boîte de 5 sets** : ce conditionnement s'intègre facilement dans le stock d'un cabinet ou d'une salle de soins avec activité régulière.
- **Organisation du poste** : un seul blister à ouvrir remplace la recherche de plusieurs articles séparés, pour un poste plus ordonné avant l'acte.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : Set de biopsie

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditionnement : Boîte de 5 sets

Emballage : Sous blister rigide stérile

Composition : 5 compresses non tissé, 1 porte-aiguille, 1 pince micro Adson avec griffes, 1 bistouri n°15, 1 champ de soin fenêtré, 1 paire de ciseaux pointus

Dimensions compresses : 7,5 x 7,5 cm

Longueur porte-aiguille : 12,5 cm

Longueur ciseaux : 12 cm

Dimensions champ de soin : 50 x 60 cm

Matériau : Métal et non-tissé

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Chaque set comprend 5 compresses non tissé de 7,5 x 7,5 cm, 1 porte-aiguille en métal de 12,5

cm, 1 pince micro Adson en métal avec griffes, 1 bistouri n°15, 1 champ de soin fenêtré de 50 x 60 cm et 1 paire de ciseaux pointus en métal de 12 cm. Une boîte contient 5 sets stériles.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter le protocole, les gants stériles accompagnent la préparation du geste. Les pansements stériles permettent de couvrir la zone après le prélèvement, tandis que l'alcool médical peut être utilisé pour la préparation cutanée selon les habitudes du service.