

# MASQUES CHIRURGICAUX TYPE II R BLANC - BOITE DE 50

Référence 00088



**MASQUES  
CHIRURGICAUX** | **TYPE  
II R**  
**BLANCS**

Prix du produit :

**2,45 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Conforme à la **norme EN14683 : 2019, DM** classe I TYPE II R qui régleme l'efficacité des **masques chirurgicaux**, le **masque 3 plis blanc** assure protection et confort pour vos déplacements.

Description du produit :

**Masques chirurgicaux type II R blanc** à très haute filtration, conformes à la **norme EN14683**.

- Conforme à la norme **EN14683 : 2019 +AC : 2019 - (93/42/EEC)**
- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) >98%
- Pression de la résistance aux projections > 16kPa
- Filtration des gaz (Pression différentielle) 60Pa/cm<sup>2</sup>
- Barrette nasale extra-longue
- Hypoallergénique
- Sans fibre de verre
- Protection renforcée
- Adapté à l'usage médical
- Elastiques qualité premium
- Usage unique
- Couleur : blanc
- sachet de 50

Ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

