

OXYMÈTRE DE POULS PÉDIATRIQUE PULSEKIDS RECHARGEABLE - Bleu

Référence 00090

Prix du produit :

16,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'**oxymètre de pouls pédiatrique PulseKids** permet la lecture de la **SpO2** et de la **fréquence du pouls** chez l'enfant, avec écran OLED rotatif, commande à un bouton et recharge USB. Existe aussi en jaune.

Écran OLED bicolore orientable • Batterie lithium **rechargeable** intégrée • **Arrêt automatique** après 8 secondes

Description du produit :

Oxymètre PulseKids, suivi pédiatrique simple et lisible

L'**oxymètre de pouls pédiatrique PulseKids** est conçu pour afficher la **saturation en oxygène** et la **fréquence du pouls** sur un format compact. Son écran OLED bicolore facilite la lecture des valeurs en consultation, en service pédiatrique ou lors d'un contrôle rapide.

Le déclenchement se fait par un bouton unique. L'appareil s'éteint automatiquement après 8 secondes sans signal, ce qui simplifie l'usage au quotidien. En cabinet comme en visite, ce format limite les manipulations inutiles.

Le boîtier intègre une batterie rechargeable par USB et un affichage orientable sur 4 directions. Cette configuration peut être pratique lorsque l'enfant bouge ou lorsque le soignant change d'angle de lecture.

Points forts

- **Lecture SpO2 et pouls** : l'appareil affiche les deux données sur le même écran pour un contrôle rapide des constantes.
- **Écran OLED bicolore** : l'affichage contrasté améliore la lisibilité des chiffres et des indicateurs visuels.
- **Rotation 4 directions** : l'écran s'adapte à plusieurs positions de lecture selon le geste du professionnel.
- **Commande à un bouton** : la mise en route reste simple, même en consultation courte ou en contrôle ponctuel.
- **Batterie rechargeable USB** : la recharge se fait par câble, ce qui évite le remplacement fréquent des piles.
- **Arrêt automatique** : l'oxymètre se coupe après 8 secondes sans détection pour préserver l'autonomie.

Caractéristiques techniques

Alimentation : batterie lithium rechargeable intégrée, recharge par USB

Autonomie : jusqu'à 24 heures d'utilisation continue ou 250 cycles d'usage quotidien selon les visuels fournis

Écran : OLED bicolore

Norme : IEC 60601-1-2

Marque : Mediclinic

Type de produit : oxymètre de pouls pédiatrique

Garantie : 2 ans

Couleur : jaune et blanc

Conditionnement/emballage : boîtier individuel

Cadre d'usage : cabinet médical, hôpital, pédiatrie, visite à domicile

Fonctionnement : électronique

Utilisation : réutilisable

Fréquence : plage de mesure du pouls 30 à 240 bpm

Précision : résolution SpO2 1 %, résolution pouls 1 bpm

Température d'utilisation : 5 °C à 40 °C

Température de stockage : -10 °C à 40 °C

Humidité ambiante : 15 % à 80 % en fonctionnement, 10 % à 80 % en stockage

Pression atmosphérique : 70 à 106 kPa

Normes & sécurité

Classe DM/EPI : dispositif médical, classe non précisée dans les documents fournis

Normes EN/ISO : IEC 60601-1-2

Marquage CE : oui

Rappel légal : Lire attentivement la notice avant utilisation

Nom fabricant : Drexco Médical

Contenu et emballage

Le conditionnement comprend l'oxymètre, un cordon de transport, un câble USB de recharge,

une notice d'utilisation et une carte de contrôle qualité.