

OXYMÈTRE DE POULS PÉDIATRIQUE PULSEKIDS RECHARGEABLE OLED MEDICLINIC - bleu

Référence 00090



Prix du produit :

16,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **oxymètre de pouls pédiatrique PulseKids rechargeable Mediclinic** permet de visualiser la SpO2 et la fréquence du pouls de l'enfant sur un écran OLED bicolore orientable. Rechargeable par USB, il s'éteint automatiquement après **8 secondes** et offre une autonomie jusqu'à **24 heures**. Existe en plusieurs couleurs.

IEC 60601 • CE • Écran OLED bicolore orientable • Boîtier individuel

Description du produit :

[PulseKids rechargeable, contrôle pédiatrique pratique au quotidien](#)

Ce oxymètre de pouls pédiatrique mesure la **SpO2** et la fréquence du pouls dans un format pensé pour les contrôles rapides chez l'enfant. **L'oxymètre de pouls pédiatrique PulseKids rechargeable Mediclinic** intègre un écran OLED orientable, une recharge USB et un arrêt automatique après **8 secondes**.

Son bouton unique simplifie l'utilisation lorsque la mesure doit être effectuée rapidement. L'affichage sur **4 directions** améliore la lecture selon l'angle de consultation, sans déplacer inutilement la main du soignant.

La batterie lithium rechargeable évite l'usage répété de piles jetables et accompagne les

utilisations fréquentes. L'autonomie peut atteindre **24 heures** en continu selon les données disponibles. Idéal pour cabinets médicaux, services de pédiatrie, hôpitaux, infirmiers libéraux et visites à domicile.

Points forts

- **Mesure de la SpO2 et du pouls** : les deux informations sont regroupées sur un même écran pour une consultation immédiate des paramètres pédiatriques.
- **Écran OLED bicolore** : le rendu contrasté facilite la lecture des valeurs en cabinet, en service hospitalier ou lors d'un déplacement.
- **Affichage orientable 4 directions** : le sens d'affichage s'adapte à la position du professionnel pour garder les données visibles plus facilement.
- **Utilisation à un seul bouton** : la prise en main reste simple pour les contrôles ponctuels comme pour les usages répétés.
- **Recharge USB intégrée** : la batterie lithium rechargeable soutient un usage régulier tout en limitant les remplacements d'alimentation.
- **Extinction automatique** : l'arrêt après 8 secondes sans signal contribue à préserver l'autonomie entre deux mesures.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Oxymètre de pouls pédiatrique

Marque : Mediclinic

Fabricant : Drexco Médical

Couleur : Bleu

Écran : OLED bicolore

Alimentation : Batterie lithium rechargeable intégrée, recharge par USB

Autonomie : Jusqu'à 24 heures d'utilisation continue ou 250 cycles d'usage quotidien

Fonctionnement : Électronique

Utilisation : Réutilisable

Mesures : SpO2 et fréquence du pouls

Plage de mesure du pouls : 30 à 240 bpm

Précision : Résolution SpO2 1 %, résolution pouls 1 bpm

Température d'utilisation : 5 °C à 40 °C

Température de stockage : -10 °C à 40 °C

Humidité ambiante : 15 % à 80 % en fonctionnement, 10 % à 80 % en stockage

Pression atmosphérique : 70 à 106 kPa

Conditionnement/emballage : Boîtier individuel

Cadre d'usage : Cabinet médical, hôpital, pédiatrie, visite à domicile

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif médical

Norme : IEC 60601-1-2

Marquage : CE

Fabricant : Drexco Médical

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le boîtier contient l'oxymètre, un cordon de transport, un câble USB de recharge, une notice d'utilisation et une carte de contrôle qualité.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la prise des constantes, un thermomètre médical trouve facilement sa place pendant l'examen. Un stéthoscope peut accompagner l'évaluation clinique, tandis que des accessoires pour oxymètre de pouls contribuent à l'utilisation régulière de l'appareil.