

PACK 3 BRASSARDS POUR TENSIOMÈTRE MEDICLINIC - pack de 3 tailles

Référence 00091



Prix du produit :

49,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **pack 3 brassards pour tensiomètre MEDICLINIC** associe **3 tailles** en coton noir afin d'ajuster la prise de tension à différents tours de bras, du nourrisson au large adulte.

3 Tailles • Coton noir • Mesure précise • Pack complet

Description du produit :

Pack 3 brassards pour tensiomètre, pour s'adapter à chaque patient

Ces accessoires pour tensiomètres permettent de disposer rapidement d'un brassard adapté selon la morphologie. Le **pack 3 brassards pour tensiomètre Medi clinic** rassemble **3 tailles** en coton noir pour répondre aux besoins rencontrés en pratique courante.

Utiliser la taille appropriée contribue au confort au bras et à une prise de tension mieux ajustée. Ce pack évite de travailler avec un seul format lorsque les profils patients varient au fil de la journée.

Il comprend un modèle nourrisson, un modèle enfant et un modèle large adulte. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, centres de santé et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Jeu de 3 brassards** : un seul pack couvre plusieurs morphologies, du nourrisson au large

adulte, pour un équipement immédiatement disponible.

- **Adaptation au tour de bras** : choisir la bonne taille aide à réaliser une mesure tensionnelle dans de meilleures conditions d'utilisation.
- **Confection en coton** : matière souple et agréable au contact, pensée pour un usage répété en environnement médical.
- **Coloris noir** : finition sobre adaptée à l'utilisation en cabinet, en service de soins ou lors des déplacements.
- **Compatible tensiomètre mano poire** : solution pratique pour compléter ou renouveler l'équipement sans achat séparé de chaque taille.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Pack de brassards pour tensiomètre

Compatibilité : Tensiomètre mano poire

Nombre de brassards : 3

Tailles incluses : XS nourrisson, S enfant, L large adulte

Dimensions : XS 130-200 mm, S 184-267 mm, L 333-510 mm

Matériau : Coton

Couleur : Noir

Conditionnement : Pack complet livré avec 3 brassards

Marque : MEDICLINIC

Utilisation : Réutilisable

EAN : 3760097202394

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack contient 3 brassards pour tensiomètre : un brassard XS nourrisson de 130 à 200 mm, un brassard S enfant de 184 à 267 mm et un brassard L large adulte de 333 à 510 mm.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour réaliser une mesure manuelle complète, associez ce pack à un tensiomètre manopoire et à un stéthoscope. D'autres accessoires pour tensiomètres peuvent aussi aider à maintenir votre

matériel prêt à l'emploi au quotidien.