

DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS MEDI'COVER IMPERMÉABLE MEDICLINIC - 6 rouleaux de 180 formats

Référence 00093



Prix du produit :

52,05 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les draps d'examen plastifiés **MEDICLINIC** en **50 x 38 cm** réunissent une ouate bleue micro-gaufrée de **23 g/m²** et un film imperméable de **12 microns** pour préserver la table de soin et améliorer l'accueil du patient. Le colis comprend **6 rouleaux de 180 formats** prédécoupés, adaptés aux actes courants et aux situations exposées à l'humidité.

CE • Double face absorbante et imperméable •
180 Formats par rouleau • Colis de 6 rouleaux

Description du produit :

Draps d'examen plastifiés Medi'Cover, barrière pratique pour vos tables

Ces draps d'examen plastifiés sont conçus pour recouvrir divans et surfaces de consultation pendant les soins. Les **draps d'examen plastifiés MEDICLINIC** associent une ouate bleue absorbante **23 g/m²** à un film imperméable **12 microns** afin de limiter le passage de l'humidité.

Leur découpe en formats de **50 x 38 cm** permet un remplacement rapide entre deux passages. Le rouleau se manipule facilement au quotidien et contribue à garder un poste d'examen bien préparé.

La finition micro-gaufrée rend le contact plus agréable lors de l'installation. Idéal pour cabinets médicaux, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, maisons de santé, EHPAD et centres de soins.

Points forts

- **Protection 2 en 1** : la ouate capte les liquides en surface pendant que le film plastifié constitue une barrière imperméable sous le drap.
- **Formats prédécoupés** : les **180 formats** par rouleau facilitent le changement rapide entre deux patients et fluidifient l'enchaînement des consultations.
- **Contact plus confortable** : la micro-texture gaufrée améliore la sensation au toucher et limite l'inconfort sur la peau pendant l'examen.
- **Largeur polyvalente** : le format **50 cm** convient à de nombreuses tables d'examen et fauteuils utilisés en pratique quotidienne.
- **Conditionnement adapté aux structures** : le colis de **6 rouleaux** répond aux besoins des cabinets et services recevant régulièrement du public.
- **Rouleaux protégés individuellement** : l'emballage séparé de chaque rouleau aide à conserver leur propreté avant utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : Drap d'examen plastifié

Dimensions : 50 x 38 cm

Formats : 180 par rouleau

Conditionnement : Colis de 6 rouleaux

Matériau : Ouate micro-gaufrée et film plastifié

Composition : 2 plis, ouate bleue 23 g/m², face plastifiée 12 microns

Couleur : Bleu

Utilisation : Usage unique

Conditionnement/emballage : Rouleaux emballés individuellement

Fabricant : MEDICLINIC

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation de la zone de soin, les désinfections des surfaces médicales

s'intègrent facilement dans le protocole entre deux consultations. Les accessoires tables et divans d'examen optimisent l'installation. Les housses éponge peuvent aussi ajouter une protection textile selon l'équipement utilisé.